



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
e-Mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0
Факс: +49-[0]7433-9933-149
Интернет: www.kern-sohn.com

Инструкция по эксплуатации Карманные весы

KERN TEE

Версия 1.0
11/2006
RUS



TEE-BA-rus-0610



KERN TEE

Версия 1.0 11/2006

Инструкция по эксплуатации Карманные весы

1. Технические данные

- Диапазон взвешивания (макс) 150 г
- Цена деления (d) 0,1 г
- Условия эксплуатации: 18 – 25 °С
Влажность воздуха макс. 85% (не конденсируемая)
- Питание: Батареи 2 x 1,5 В „AAA“

2. Управление

- Нажмите на кнопку включения „ON“, на весах кратковременно выводится „8.8.8.8“ и затем выводится „0.0 г“.
- Положите взвешиваемый материал на платформу весов; на дисплее появится вес в г.
- С помощью кнопки „ZERO“ можно установить индикатор весов на „0.0 г“.
- Переключение единиц измерения веса: из г ► УНЦИИ (кнопка на нижней стороне весов)

3. Состав комплекта поставки

- Карманные весы
- кожух весов
- Батареи (2 x 1,5 В „AAA“)
- Инструкция по эксплуатации

4. Юстировка

- Держите нажатой кнопку **CAL** в течение 3 секунд, пока не появится „CAL“
- Отпустите кнопку **CAL**; дисплей показывает „100“.
- Уложите рекомендуемый юстировочный груз (100 г, класс М3, не приложен);
Информация по юстировочным грузам находится в Интернете по адресу:
<http://www.kern-sohn.com>
- Дисплей переключается на „F“; Юстировка завершена.
- При другой индикации юстировка оказалась неудачной.
Повторите процедуру юстировки.

5. Важные указания

- Не перегружайте весы (при перегрузке появляется сообщение об ошибке „E“).
- При появлении электромагнитных полей возможны большие отклонения. Тогда смените место установки.
- Избегайте высокой влажности воздуха, паров и пыли, так как весы негерметичны. Не допускайте прямой контакт весов с жидкостью. Она может попасть в измерительный механизм.
- не оставляйте надолго груз на платформе весов
- Никогда не эксплуатируйте весы во взрывоопасных помещениях, так как они не имеют взрывозащиты в серийном исполнении.
- Регулярно проверяйте весы с помощью внешних эталонных грузов (см. 3.).
- **Действие гарантии прекращается в случае вскрытия весов.**