

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000466809

Mikroskop cyfrowy Reflecta 66134
Maksymalne powiększenie optyczne: 200 x





Witamy

Dziękujemy za zakup przenośnego mikroskopu cyfrowego LCD. Poświęć chwilę na przeczytanie tego podręcznika. Jego zawartość pomoże Ci jak najlepiej wykorzystać inteligentny mikroskop.

1. Środki ostrożności

Przed użyciem mikroskopu cyfrowego LCD upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś poniższe zasady bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że mikroskop cyfrowy LCD działa prawidłowo.

- Nigdy nie używaj mikroskopu cyfrowego LCD, gdy działanie takich urządzeń jest ograniczone. Niewłaściwe użytkowanie stwarza ryzyko poważnego wypadku.
- Nie próbuj otwierać obudowy mikroskopu cyfrowego LCD ani próbować modyfikować mikroskopu cyfrowego LCD w żaden sposób. Konserwacja i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy.
- Mikroskop cyfrowy LCD należy trzymać z dala od wody i innych cieczy. Nie używaj mikroskopu cyfrowego LCD z mokrymi rękami. Nigdy nie używaj mikroskopu cyfrowego LCD w deszczu lub śniegu. Wilgoć stwarza niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem. Jeśli zauważysz dym lub dziwny zapach z mikroskopu cyfrowego LCD, natychmiast wyłącz zasilanie. Weź mikroskop cyfrowy LCD do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać mikroskopu cyfrowego LCD.
- Mikroskop cyfrowy LCD może stać się lekko ciepły podczas użytkowania. Nie oznacza to awarii.
- Jeśli zewnętrzny mikroskop cyfrowy LCD wymaga oczyszczenia, wytrzyj go miękką, suchą szmatką.

Powiadomienie FCC

- Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Ostrzeżenie

Aby zachować zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, urządzenie to, w razie potrzeby, musi być podłączone wyłącznie do sprzętu komputerowego certyfikowanego zgodnie z limitami klasy B.

2. Przygotowanie

- Standardowe akcesoria



Cyfrowy mikroskop LCD



Zasilacz AC




Bateria litowa



Kabel USB




Kabel TV



Płyta CD



QSG



Ściereczka czyszcząca






Tabela kalibracji

Nazwy części i funkcje



Numer.	Funkcja	Numer.	Funkcja
1	Wyświetlacz LCD 3,5''	9	Regulacja LED jasności / ściemniacz
2	Slot na kartę MicroSD	10	Powiększenie +/-
3	Pokrętko B	11	Gniazdo DC in 5V
4	Rurka mikroskopowa	12	Wyjście TV
5	Podstawa pod badany obiekt	13	Port USB
6	Pokrętko A	14	Komora baterii
7	Pokrętko C	15	Wskaźnik ładowania baterii
8	Przycisk Capture (przechwytywania)		




3. Najważniejsze funkcje

- Panel TFT 3,5 cala
- 5M wysokiej jakości przetwornik obrazu (do 12M przez interpolację)
- Powiększenie 20x-250x-500x
- Zdjęcia i wideo
- Minutnik
- Pomiar (podczas pracy na komputerze)
- Obsługa karty MicroSD do 32 GB
- Sterownik do pobrania za darmo dla Windows XP SP2 / Vista / Win7 i Mac OS 10.5 -10.7 (bezpośrednia wtyczka, nie wymaga instalacji sterownika)
- Akumulator litowy

4. Użycie mikroskopu

4.1 Instalacja baterii

- 1) Otwórz komorę baterii, przesuając jej zatrzask.
- 2) Włóż baterię litową do komory baterii zgodnie z biegunowością pokazaną w komorze.



Uwaga: Przed użyciem mikroskopu należy naładować akumulator. Informacje na temat ładowania baterii znajdują się w rozdziale 4.9.

4.2 Wkładanie karty MicroSD (brak w zestawie)

Musisz włożyć kartę MicroSD (brak w zestawie), aby nagrywać i zapisywać zdjęcia i filmy.

Wkładanie karty pamięci MicroSD:


- 1) Wyłącz mikroskop
- 2) Włóż kartę MicroSD do gniazda karty MicroSD; delikatnie dociśnij, aż karta zostanie zatrzaśnięta.







Uwaga: Nie wkładaj karty na siłę do gniazda; wymuszanie może uszkodzić mikroskop i kartę pamięci MicroSD. Wyrównaj pozycję karty MicroSD (zgodnie z oznaczeniem) i spróbuj ponownie. Karta pamięci MicroSD musi zostać sformatowana przed przechwyceniem.

Patrz następująca instrukcja i rozdział 5.2.2 Formatowanie SD.



4.3 Wyświetlane ikony i znaczenia




Ikona	Znaczenie
	Przechwytywanie obrazu nieruchomego
	Przechwytywanie czasu
	Przechwycona ilość obrazów / całkowita ilość, którą można przechwycić (na podstawie bieżącej rozdzielczości)
	Włożono kartę MicroSD
	Aktualna rozdzielczość
	Wskaźnik naładowania baterii

Uwaga: Wyświetlane ikony można włączać / wyłączać, naciskając w pionie pokrętko powiększania 2.

4.4 Włączenie mikroskopu

Naciśnij przycisk włączania / wyłączenia, aby go włączyć.




Naciśnij przycisk włączenia / wyłączenia


4.5 Wyłączenie mikroskopu

- 1) Naciśnij przycisk wł. / wył.
- 2) Przez oszczędność energii. Proszę zapoznać się z rozdziałem 5.2.2 dotyczącym konfiguracji oszczędzania energii.

4.6 Jak przechwytywać?



1) Włącz mikroskop, umieść obiekt do obserwacji na podkładce do badanego obiektu.



Umieść obiekt na tej podkładce

2) Obróć koło A, aby zbliżyć obiekt do rurki mikroskopu.



Obróć pokrętło A, aby przybliżyć scenę do podstawki mikroskopu


Jeśli pokrętło A jest zablokowane, obróć pokrętło C w lewo, aby zwolnić blokadę.

3) Obróć pokrętło B, aby uzyskać precyzyjne ustawienie ostrości.



Obróć pokrętło B aby uzyskać precyzyjną ostrość

4) Po uzyskaniu wyraźnego skupienia obróć pokrętkę C zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować etap obiektu.



Obróć pokrętkę C zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zablokować scenę.


5) Zrobienie zdjęcia lub nagranie wideo

Naciśnij przycisk Przechwytywania, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.



Naciśnij przycisk przechwytywania aby zrobić zdjęcie lub nagrać film


(1) Naciśnij Odtwarzanie / W lewo, aby przejść do trybu wideo w następujący sposób. W lewym rogu znajduje się ikona wideo.



(2) Naciśnij przycisk przechwytywania, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

6) Odtwarzanie


(1) Naciśnij Odtwarzanie / W lewo, aby przejść do trybu odtwarzania w następujący sposób. W lewym rogu znajduje się ikona przeglądu.



(2) Naciśnij przycisk W górę / W dół, aby wybrać spośród przechwyconych zdjęć i klipów wideo.

(3) Usuń




W trybie odtwarzania naciśnij , aby przejść do podmenu w następujący sposób, a następnie potwierdź usunięcie.



(4) Ochrona zdjęć przed usunięciem




W trybie odtwarzania naciśnij , aby przejść do podmenu w następujący sposób, a następnie potwierdź ochronę zdjęć przed usunięciem.



(5) Pokaz slajdów





W trybie odtwarzania naciśnij , aby przejść do podmenu w następujący sposób, wybierz czas interwału, a następnie potwierdź przyciskiem OK.




7) Tryb koloru




W trybie podglądu naciśnij  , aby przełączać się między kolorem / dodatnim / ujemnym!

8) Powiększ: pchnij pokrętko przybliżenia w górę

9) Pomniejsz: wciśnij pokrętko przybliżenia w dół



Przybliżenie




Oddalenie

Uwaga: przybliżenie waha się od 1x - 4,0x

4.7 Pobierz na komputer

- 1) Podłącz mikroskop do komputera kablem USB.
- 2) Wybierz opcję Pamięć masowa, a następnie możesz przeglądać zapisane zdjęcia i filmy.



4.8 Podgląd na komputerze


- 1) Podłącz mikroskop do komputera kablem USB.
- 2) Wybierz tryb kamery internetowej
- 3) Uruchom oprogramowanie PortableCapture. Proszę odnieść się do części II na temat korzystania z mikroskopu przez oprogramowanie PortableCapture.

Uwaga: Podczas pracy na komputerze funkcje przycisków nie są już ważne, ale większość funkcji jest dostępna za pomocą oprogramowania PortableCapture.

4.9 Ładowanie akumulatora

Przed użyciem mikroskopu należy naładować akumulator.


1. Podłącz mniejszą końcówkę zasilacza do portu wejścia DC znajdującego się w dolnej części urządzenia. Następnie podłącz drugi koniec zasilacza do standardowego gniazdka elektrycznego. Dioda wskaźnika baterii na końcu urządzenia będzie na czerwono, aby pokazać, że bateria jest ładowana.



2. Po zakończeniu ładowania baterii dioda wskaźnika baterii zgaśnie. Odłącz urządzenie.

3. Możesz teraz używać mikroskopu do dwóch godzin ciągłego użytkowania. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, w prawym dolnym rogu panelu pojawi się wskaźnik niskiego poboru mocy, przednia dioda LED będzie słaba, a jakość obrazu słaba. Następnie należy podłączyć zasilacz i podłączyć go, aby naładować akumulator.

4.10 Podłączenie do TV



1. Włóż wtyczkę 1/8 cala na końcu dostarczonego kabla wideo do mikroskopu Port wideo.
2. Włóż wtyczkę RCA kabla wideo do jednego z żółtych złączy wejściowych telewizora. Więcej informacji na temat lokalizacji tych złączy można znaleźć w instrukcji telewizora.
3. Włącz telewizor. W razie potrzeby przełącz telewizor na odpowiedni kanał wejściowy. Elementy powiększone pojawiają się na ekranie telewizora.

5. Wprowadzenie do menu

5.1 Menu główne I



Naciśnij , aby wejść do głównego menu 1 w następujący sposób:



Tutaj możesz ustawić Rozdzielczość / regulator czasowy / Jakość / Ostrość.

5.1.1 Ustawienie rozdzielczości


1) Z głównego menu 1 wybierz Rozdzielczość i wybierz rozdzielczość pomiędzy VGA / 1,3M / 3M / 5M / 8M / 12M.



2) Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór.

5.1.2 Wyłącznik czasowy

1) Z głównego menu 1 wybierz wyłącznik czasowy, a następnie wprowadź ustawienia zegara:



Ramki: wprowadź liczbę ramek, które chcesz wykonać, w górę / w dół i w lewo / w prawo. Powyższa konfiguracja oznacza 32 klatki.



Interwał: przedział czasu pomiędzy wejście przechwytywania klatek przez góra / dół i lewo / prawo.

Powyższa konfiguracja oznacza, że czas interwału wynosi 15 sekund między dwoma przechwyceniami.

3) Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij przycisk Menu Setup, aby wyświetlić podgląd stanu. Następnie naciśnij Przechwyć (8), aby rozpocząć automatyczne

przechwytywanie. W stanie automatycznego przechwytywania znajduje się



w lewym rogu ekranu.

4) Po przechwyceniu wszystkich ramek mikroskop powróci do normalnego podglądu.

5) Jeśli chcesz zatrzymać automatyczne przechwytywanie podczas procesu przechwytywania, naciśnij raz Przechwytuj.

Przechwytywanie interwału działa tylko w trybie robienia zdjęć.

5.1.3 Jakość

Z menu głównego wybierz Jakość, a następnie wybierz Bardzo dobra / Dobra / Normalna.



Trzy wybory spowodują inny współczynnik kompresji obrazu.


5.1.4 Ostrość

Z menu głównego 1) wybierz Ostrość, a następnie wybierz opcję Bardzo dobra / dobra / Normalna.



5.2 Główne menu 2



Naciśnij , aby wejść do menu głównego 1, a następnie naciśnij Lewo, aby wejść do Menu głównego 2 w następujący sposób:



Tutaj możesz ustawić Język / Oszczędzanie energii / Datownik / Wyjście TV / Data i czas / Format SD / Resetowanie systemu / Wersja.

5.2.1 Język

Z menu głównego 2 wybierz Język, a następnie wybierz język docelowy, korzystając z opcji Góra / Dół.



5.2.2 Oszczędzanie energii

1) Z głównego menu 2 wybierz Oszczędzanie energii, a następnie wybierz jeden z następujących docelowych czasów wyłączenia mikroskopu bez użycia przycisków.



5.2.3 Datownik

1) Z głównego menu 2 wybierz Datownik, aby wejść do następującego menu:



2) Wybierz Datę / Czas, Datę lub wyłączenie

Data / godzina: zarówno data, jak i godzina zostaną zaznaczone na zdjęciach.

Data: data zostanie oznaczona na zdjęciach

Wyłączone: Żadna z informacji o dacie i godzinie nie zostanie zaznaczona na wykonanych zdjęciach.

5.2.4 Wyjście TV

Z menu głównego 2 wybierz Wyjście TV, a następnie wybierz pomiędzy NTSC i PAL odpowiedni tryb zgodny z telewizorem.



5.2.4 Data / godzina


Z głównego menu 2 wybierz Data / Czas, aby ustawić datę i godzinę ..



- 1) Ustaw datę i godzinę za pomocą przycisków w lewo / w prawo / w górę / w dół
- 2) Ustaw tryb daty między RR / MM / DD, DD / MM / RR i MM / DD / RR.

5.2.5 Formatowanie SD

Z głównego menu 2 wybierz Format SD, aby sformatować włożoną kartę MicroSD.



5.2.6 Resetowanie systemu

Z głównego menu 2 wybierz opcję Resetuj system, aby przywrócić domyślny system.



5.2.7 Wersja

Z głównego menu 2 wybierz Wersja, aby wyświetlić aktualną wersję komputera.

6. Specyfikacja techniczna

Czujnik obrazu	5M wysokiej jakości czujnik obrazu
Powiększenia	20x-250x-500x
Rozdzielczości	12M, 8M, 5M, 3M, 1,3M, VGA
Obiektyw	Wysokiej jakości soczewka mikroskopowa
Wyświetlacz	3,5-calowy panel TFT, stosunek 4: 3
Źródła światła	8 diod LED o regulowanej jasności

Źródła energii

Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 800 mAh

Czas pracy.....	2 godziny
Czas ładowania.....	5 godzin
Szybkość klatek	30 klatek na sekundę
Adapter Wejście	100-240V, 50 / 60Hz
Wyjście.....	5V, 1A OSD
Języki	Angielski / Niemcy / Francuski / Hiszpański / Włoski / Portugalski / Japoński / Chiński
Języki oprogramowania	Angielski / Niemcy / Francuski / Hiszpański
Pomiar obrazu	Przez oprogramowanie
Rozmiar	L149mm * W104mm * H227mm
Waga	780 gm. (Z baterią)

7. Minimalne wymagania systemu komputerowego

System operacyjny	Windows XP SP2 / Vista / Win7, Mac 10.5 -10.7
CPU	Pentium 11 lub nowszy
RAM	256 MB
Interfejs	Port USB 2.0

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Naładuj akumulator.
Ekran jest pusty.	Upewnij się, że zasilanie jest włączone. Naładuj akumulator. Sprawdź, czy element, który chcesz powiększyć, jest umieszczony prawidłowo pod obiektywem.
Na ekranie są smugi lub skazy	Ostrożnie wyczyść ekran i obiektyw miękką tkaniną
Mikroskop jest podłączony do telewizora, ale na ekranie telewizora nie pojawia się żaden obraz.	Upewnij się, że telewizor jest włączony. Przełącz na odpowiedni kanał wejścia wideo w telewizorze. Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do portu wyjścia mikroskopu wideo i podłączony do właściwego wejścia wideo w telewizorze
Dioda wskaźnika baterii nie świeci na czerwono, mimo że zasilacz jest podłączony i podłączony do gniazda ściennego. -lub- Akumulator nie ładuje się.	Podłączony do portu wejściowego DC mikroskopu. Upewnij się, że gniazdo ma zasilanie i nie działa nieprawidłowo. Jeśli gniazdo jest podłączone do przełącznika ściennego, upewnij się, że przełącznik jest włączony.

Wprowadzenie do oprogramowania Portable Capture Pro

Zainstalowanie oprogramowania

Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM i automatycznie wyświetli się następujący interfejs:



1. Zainstaluj oprogramowanie PortableCapture Pro. Kliknij oprogramowanie PortableCapture Pro, a następnie ponownie uruchom system, gdy zostaniesz o to poproszony.

2. Możesz także przeglądać instrukcję obsługi w formacie PDF i zawartość płyty CD, wybierając odpowiednie menu.

3. Uruchomienie mikroskopu

Podłącz mikroskop do portu USB komputera, jak pokazano na stronie , uruchom oprogramowanie,



klikając ikonę następujący ekran.

wygenerowaną na pulpicie po instalacji i pojawi się



5. Funkcje oprogramowania

- Przechwycenie zdjęcia



- a) Kliknij ikonę skrótu „Zdjęcie” na pasku menu głównego.
 B) Kliknij „Capture> Photo”.



- Przechwytywanie wideo




- a) Kliknij ikonę skrótu „Wideo” na pasku menu głównego.
b) Kliknij „Capture> Video”.



- Wyłącznik czasowy (zdjęcie / wideo)



Kliknij ikonę skrótu „Timer” na pasku menu głównego.



* W obszarze Zdjęcie timera można ustawić czas rozpoczęcia, czas przerwy i całkowity numer obrazu.


* W opcji Timer video można ustawić czas rozpoczęcia, czas interwału i całkowity numer wideo.

- Kalibracja i pomiar

Wykonaj kalibrację przed pomiarem.


Kalibracja

Wyświetl krzyżyk „Opcje> Krzyżyk” ”.




Służy do sprawdzania, czy tarcza jest równoległa, czy nie.


1. Skup mikroskop na załączonym pokrętle, a następnie wyreguluj powiększenie, aż obraz będzie wyraźny. Zrób zdjęcie dla wybranego obszaru, gdy tarcza jest równoległa do krzyżyka jak poniżej.



2. Kliknij dwukrotnie obraz, aby wejść do interfejsu pomiaru, jak poniżej.



3. Kliknij ikonę kalibracji, a następnie przesuń mysz na zdjęcie. Kliknij punkt początkowy i końcowy znanej wartości. Teraz pojawi się okno dialogowe jak poniżej i musisz wprowadzić dokładną wartość próbki pomiarowej do „Rzeczywistego wymiaru”. Następnie oprogramowanie automatycznie skalibruje współczynnik powiększenia. Kliknij „OK”, a dostosowany współczynnik powiększenia pojawi się w prawym górnym rogu.



* Uwaga: Linia przerywana powinna być równoległa do tarczy podczas pomiaru.



4. Teraz możesz użyć „Dowolny kąt linii” w obszarze Ikona pomiaru , aby ponownie zmierzyć wartość. Jeśli wartość mierzona przez oprogramowanie jest prawie taka sama, jak dokładna wartość tarczy oznacza zakończenie kalibracji.

Pomiar



Kliknij dwukrotnie obraz, aby wejść do interfejsu pomiaru. Pod ikoną „Pomiar” możesz wybrać dowolne opcje do pomiaru.

1. Dowolny pomiar linii kąta

Wystarczy kliknąć z jednego punktu i przeciągnąć do następnego punktu, a następnie zwolnić kliknięcie.

2. Ciągły pomiar linii

Pomiar ciągłej linii umożliwia pomiar dowolnej ciągłej pożądanej długości. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć z jednego punktu do innych pożądanych punktów, a następnie zwolnić kliknięcie.

3. Pomiar okręgu promienia

Wystarczy kliknąć i wysunąć dożądanego promienia, a promień, obwód i obszar okręgu odpowiednio się pokażą.

4. Pomiar okręgu średnicy

Wystarczy kliknąć i wysunąć na żądaną średnicę, odpowiednio pokaże się średnica, obwód i powierzchnia okręgu.


5. Pomiar trzech punktów


Po prostu zdefiniuj dowolny kąt trzech punktów i kliknij, następnie wyświetli się wartość kąta.

Zmiana kalibracji

Jeśli chcesz zmienić współczynnik powiększenia i dostosować ostrość do przechwytywania obrazu, ponownie skalibruj współczynnik powiększenia.





1. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć zdjęcie, kliknij  > Zresetuj powiększenie> Zresetuj powiększenie obrazu”, jak poniżej. Następnie ponownie rozpocznij kalibrację.



2. Zmień współczynnik powiększenia i przechwyć kilka zdjęć, kliknij zdjęcie, aby wejść do interfejsu



pomiaru. I kliknij > Ustaw powiększenie> Ustaw powiększenie obrazu”, teraz pojawi się okno dialogowe jak poniżej; wprowadź współczynnik powiększenia w oknie dialogowym i kliknij „OK”.



3. Jeśli chcesz użyć tego samego współczynnika powiększenia do robienia zdjęć, kliknij > Ustaw powiększenie> Ustaw powiększenie przechwytywania”. Teraz wszystkie zdjęcia będą używać tego samego współczynnika powiększenia i możesz rozpocząć pomiar bezpośrednio.





Rysowanie i tekst

Możesz narysować lub dodać tekst na obrazku i zapisać do późniejszej analizy.



1. Kliknij ikonę , aby wybrać dowolny rysunek w rozwijanej instrukcji, jak poniżej.



2. Kliknij ikonę  i ustaw czcionkę tekstu w wyskakującym oknie dialogowym, jak poniżej.



6. Instrukcje interfejsu oprogramowania

Główne ikony interfejsu



Zrób zdjęcie - służy do robienia zdjęć jeden po drugim.



Rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie wideo.



Zegar dla zdjęć / filmów - Ustaw czas rozpoczęcia, czas interwału i całkowitą liczbę zdjęć / filmów.



Tryb pełnoekranowy, naciśnij ESC lub kliknij dwukrotnie, aby wyjść.

Menu główne

Plik



Katalog zdjęć: ustaw katalog na przechowywanie zrobionych zdjęć;

Katalog filmów wideo: ustaw katalog do przechowywania nagranych filmów;

Opcje



Rozmiar podglądu: zmiana rozmiaru podglądu

Data / godzina: ustaw wyświetlanie daty / godziny systemowej w oknie podglądu

Język: wybierz inny język OSD

Krzyżyk: wyświetl krzyżyk w oknie podglądu

Tryb pełnoekranowy: wejdź na pełny ekran. Kliknij ESC lub kliknij dwukrotnie, aby wyjść

Przechwytywanie



Zdjęcie: zrób zdjęcie

Wideo: nagraj klip wideo

Instrukcje dotyczące interfejsu pomiarowego



Zapisz jako



Skopiuj do schowka



Skopiuj plik



Poprzedni



Następny



Cofnij



Ponów



Narysuj



Notatka tekstowa



Pomiar



Kalibracja

Utylizacja**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

<http://www.conrad.pl>