


medisana

GB Navodila za uporabo
Infrardeči telesni termometer TM A79
GB Navodilnanavodila Infrardečitelesni termometer TM A79
FR Mode d' A79 emploiThermomètre médical infrarouge TM A79

Naprava in nadzor
Naprava in nadzor
Aparat in elementi za upravljanje



Razlaga simbolov Razlaga simbolov Légende des symboles

POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO
Priporočljivo je upoštevati navodila za uporabo.
Priporočljivo je upoštevati navodila za uporabo.
Priporočljivo je upoštevati način dela.

OPOZORILO AVERTISSEMENT
Ta opozorila je treba upoštevati, da se uporabnik ne poškoduje.
Ta opozorila je treba upoštevati, da bi preprečili kakršne koli poškodbe uporabnika.
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur.

PREVIDNOSTNA POZORNOST
Te napotke je treba upoštevati, da se prepreči kakršna koli poškodba naprave.
Te napotke je treba upoštevati, da se prepreči kakršna koli škoda na napravi.
Ces instructions doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

OPOMBA REMARQUE
V teh opombah so navedene koristne dodatne informacije o namestitvi ali delovanju.
Te opombe vsebujejo koristne dodatne informacije o namestitvi ali delovanju.
Ces instruc- tions vous procurent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.

Specifikacija stopnje zaščite pred tujki in vodo
Stopnja zaščite pred
Indice de protection contre les corps solides et l'eau

Nicht sterile Verpackung / Nesterilna embalaža /
Emballage non stérile

LOT-Nummer / Številka serije / Numéro de LOT

Serien-Nummer / Številka serije / Numéro de série

Hersteller / Proizvajalec / Fabricant

Herstellungsdatum / Datum izdelave / Date de fabrication

Tega izdelka ne smete odlagati skupaj z gospodinjiskimi odpadki.
Ta izdelek se ne sme odlagati skupaj z gospodinjiskimi odpadki.
Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Znak CE (znak skladnosti)
Znak CE (znak skladnosti)
Oznaka CE (oznaka skladnosti CE)

Betriebstemperatur / Temperatura delovanja / Température d'utilisation

Vlaga med delovanjem / Operating humidity / Humidité de l'air pour l'utilisation

Atmosphärischer Betriebsdruck / Operating atmospheric pressure / Pression atmosphérique pour l'utilisation

Ne odlagajte! Namenjeno za večkratno uporabo! Ne odlagajte! Namenjeno za večkratno uporabo! Ne pas mettre au rebut! Namenjeno za večkratno uporabo!


Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti
Représentant agréé pour la Communauté européenne

vertrieben & importiert von / distributed & imported by / distribué et importé par:
medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Nemčija

0598

SL Varnostna navodila

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostna navodila, in jih shranite za poznejšo uporabo. Če aparat posredujete tretji osebi, mu obvezno priložite ta navodila za uporabo.



Predvidena uporaba
Brezkontaktni infrardeči telesni termometer **TM A79** podjetja **medisana** je namenjen občasnemu merjenju in spremljanju telesne temperature na domu in v osnovnem zdravstvenem varstvu kot presejalni instrument.
Termometer se lahko uporablja tudi za merjenje temperature predmetov v območju 0 °C
- Izmeri se lahko 100 °C.

• Napravo uporabljajte le v skladu z namenom in v skladu z navodili za uporabo. Zaradi napačne uporabe garancija preneha veljati.

• Naprava ni namenjena komercialni uporabi.
• Uporaba tega termometra ne nadomešča posvetovanja z zdravnikom.
• Ta izdelek je namenjen merjenju temperature človeškega telesa na čelu. Ne uporabljajte ga za druge namene.
• Termometra ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali je kakor koli poškodovan.

Weise beschädigt wurde.

• Ta izdelek mora delovati v stabilnem okolju. Če se pogoji okolja spreminjajo, se lahko senzor zamegli in povzroči nepravilno meritev. Senzor očistite v skladu s poglavjem "Nega in shranjevanje".
• Če se temperatura okolice termometra preveč spremeni, na primer pri premikanju termometra z mesta z nižjo temperaturo na mesto z višjo temperaturo, pustite termometer 30 minut v prostoru s temperaturo med 15 °C in 40 °C (59 °F in 104 °F).
• Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
• **Ta izdelek ni vodotesen**, ne potapljajte ga vodo ali druge tekočine; za čiščenje in razkuževanje upoštevajte navodila v razdelku "Nega in shranjevanje".
• Senzorja IR se ne dotikajte s prsti.
• Izogibajte se meritvam povišane telesne temperature, če so bili pred tem sprejeti ukrepi za ohlaiditev uporabnika. (npr. hladni obkladki na čelo itd.).
• Za merjenje temperature človeškega telesa izberite način "Telo", za merjenje drugih predmetov, tekočin, hrane in drugih temperatur pa način "Površina".
• Ne uporabljajte ga v bližini močnih elektrostatičnih ali magnetnih polj, da bi se izognili netočnim rezultatom meritev.
• Na natančnost meritev lahko vplivajo lasje, znoj, klobuki ali šali, ki prekrivajo čelo.
• Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
• Temperatura na čelu in templju se razlikuje od telesne temperature, ki se meri na primer oralno ali rektalno. Vročinska bolezen lahko v zgodnjih fazah povzroči vazokonstriksijski učinek, ki ohladi kožo. V tem primeru je lahko temperatura, izmerjena s termometrom, izjemno nizka. Če se zaradi tega rezultat meritve ne ujema z bolnikovo zaznavo ali je nenavadno nizek, meritev ponovite vsakih 15 minut. Za kontrolne namene lahko temperaturo telesnega jedra izmerite tudi z običajnim termometrom, primernim za oralno ali rektalno merjenje. V naslednjih primerih se priporoča kontrolna meritev z običajnim termometrom za merjenje telesne temperature:
1. Če je rezultat meritve presenetljivo nizek,
2. Za novorojenčke v prvih 100 dneh,
3. Pri otrocih, mlajših od treh let, ki imajo oslabiljen imunski sistem ali se nevarno odzivajo, če se pojavi ali ne pojavi vročina,
4. Če uporabnik napravo uporablja prvič ali se še uči pravilne uporabe.
• Površina dojenčkove kože se zelo hitro odziva na temperaturo okolja. Zato med dojenjem ali po njem ne odčitavajte s termometrom, saj je lahko temperatura kože nižja od temperature telesnega jedra.
• Napravo je treba hraniti zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
• Ko naprave ne uporabljate, jo shranite v suhem prostoru in jo zaščitite pred izjemno vlago, vročino, žveplom, prahom in neposredno sončno svetlobo. Na napravo nikoli ne postavljajte težkih predmetov.
• Ta termometer ne nadomešča diagnostike v bolnišnicah.
• Naprave ne razstavlajte in ne spreminjajte. Ne puščajte je padec.
• Naprave ne uporabljajte, če menite, da je poškodovana, ali če opazite kaj nenavadnega. Uporaba poškodovanega aparata lahko povzroči poškodbe, neustrezne rezultate ali druge resne nevarnosti.

• Ta naprava vsebuje občutljive komponente, zato je treba z njo ravnati previdno. Upoštevajte pogoje shranjevanja in delovanja, opisane v poglavju "Tehnični podatki".
• Med uporabo termometra ni mogoče opravljati vzdrževalnih/servisnih del.
• Nikoli se ne dotikajte baterij in bolnika hkrati.
• Glede na trenutno stanje znanosti in tehnologije niso znane nobene možne alergijske reakcije.
• Napravo je treba namestiti in zagnati v skladu z informacijami v teh navodilih za uporabo.
Obseg dobave in pakiranje
Najprej preverite, ali je naprava popolna in nepoškodovana. Če dvomite, aparata ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali servisni center. Obseg dobave vključuje
• 1 infrardeči telesni termometer **medisana TM A79**
• 2 bateriji 1,5 V (tip AAA/LR03)
• 1 navodilo za uporabo

Embalaza je primerna za ponovno uporabo ali se lahko vrne v krogotok surovin.
Embalazni material, ki ga ne potrebujete več, ustrezno odstranite. Če med razpakiranjem opazite kakršne koli poškodbe pri prevozu, se nemudoma obrnite na prodajalca.
OPOZORILO - Poskrbite, da embalažna folija ne pride v roke otrokom. Obstaja nevarnost zadušitve!

OPOZORILO - Poskrbite, da embalažna folija ne pride v roke otrokom. Obstaja nevarnost zadušitve!


Kaj je vročina?
• Telesna temperatura se razlikuje od človeka do človeka in niha čez dan. Zato je priporočljivo poznati normalno, zdravo temperaturo čela, da bi lahko pravilno določili temperaturo.
• Temperatura na temperaturo niha približno med 35,5 °C in 37,8 °C (95,9°F-100°F). Če želite ugotoviti, ali oseba vročino, izmerjeno temperaturo primerjajte z normalno temperaturo osebe. Zvišanje telesne temperature za 1 °C ali več nad referenčno telesno temperaturo je običajno znak vročine.
• Različne merilne točke (rektalna, aksilarna, oralna, frontalna, aurikularna) zagotavljajo različne izmerjene vrednosti. Zato je napačno primerjati vrednosti, izmerjene na različnih točkah.
• V nadaljevanju so navedene tipične temperature za odrasle, ki temeljijo na različnih merilnih točkah:
- Rektalno: 36,6°C - 38°C / 97,9°F - 100,4°F
- Aksilarno: 34,7 °C - 37,3 °C / 94,5 °F - 99,1 °F

Naprava in nadzor
1 Osvetljen LCD-zaslon
2 **Gumb** za vklop baterije (začetek merjenja)
4 **Gumb SET**
Gumb MEMO
6 **Gumb MODE**
7 **Senzor**
IR
8 **Gumb** Surface
način merjenja
9 Način merjenja telesne temperature
0 Prikaz izmerjene vrednosti
q Indikator izmerjene vrednosti in Indikator prazne baterije
e Simbol zvočnega signala
r Prikaz spomina
t Merilna enota:
° Fahrenheit
z Merilna enota:
° Celzij

u Prikaz pomnilnika

Odstranjevanje / vstavljanje baterij

Če se po določenem času delovanja na LCD-zaslону 1 prikaže indikator izpraznjenih baterij w ali pa se na njem ne prikaže nič, je treba vstaviti 2 novi 1,5V bateriji (tipa AAA / LR03).
Menjava baterij: Pokrov predalčka za baterije potisnite navzdol za rebra in ga odstranite. Odstranite baterije. Vstavite dve novi 1,5-voltni bateriji (tip AAA / LR03). Prepričajte se, da sta bateriji vstavljeni v pravi smeri. Vstavite



OPOZORILO VARNOSTNA NAVODILA ZA BATERIJE

• **Ne razstavlajte baterij!**
• **Po potrebi pred vstavitvijo očistite baterijo in stike naprave!**
• **Izrabljene baterije takoj odstranite iz naprave!**
• **Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje!**
• **Povečana nevarnost iztekanja, izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami! V primeru stika z akumulatorsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z veliko čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč!**
• **Če ste pogotilni baterijo, se takoj posvetujte z zdravnikom!**
• **Pravilno vstavite baterijo in upoštevajte polarnost!**
• **Predal za baterije naj bo zaprt!**
• **Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, iz nje odstranite baterijo!**
• **Baterije hranite stran od otrok!**
• **Ne polnite baterij! Nevarnost eksplozije!**
• **Ne izvzajate kratkega stika! Nevarnost eksplozije!**
• **Ne mečite v ogenj! Nevarnost eksplozije!**
• **Neuporabljene baterije shranjujte v embalaži in stran od kovinskih predmetov, da ne pride do kratkega stika!**

Applikacija
Splošne informacije:
Temperatura okolice mora biti stabilna. Napravo hranite stran od velikih ventilatorjev, neposredne sončne svetlobe, zračnikov klimatskih naprav itd. Med posameznimi meritvami počakajte vsaj 30 sekund. Če meritve temperature na čelu iz kakršnega koli razloga ni mogoče izvesti, poskusite napravo poravnati za ušesi (glejte spodaj).

Nastavitev načina merjenja

Med delovanjem naprave pritisnite **gumb** MODE 6, da preklopite med načinom "Body" in načinom "Surface". Način "Body" (Telo) se uporablja za merjenje človeških Za merjenje telesne temperature se uporablja način "Površina" (tovarniška nastavitev je način "Telo").

Merjenje temperature

1. Termometer vklopite s pritiskom na **gumb** ON. Izvede se samopreizkus pri čemer se za približno 2 sekundi prikaže vsi segmenti zaslona.
2. Termometer za merjenje telesne temperature usmerite neposredno na sredino čela (med obrvmi) in ohranite razdaljo od 1 do 5 cm. Lahko pa ga namestite tudi za ušesi. Po meritvi se oglasi zvok in prikaže se temperatura. Če zasliši piske, meritev ni bila uspešna. Ponovno pritisnite **gumb** ON in ponovite meritev.
3. Zaslon LCD spreminja barvo glede na izmerjeno telesno temperaturo: Zelena barva pomeni normalno temperaturo (35,5°C-37,3°C), rumena pomeni nizko temperaturo (37,4°C-38,0°C), rdeča pa visoko temperaturo (38,1°C-43,0°C).

Izvajanje meritev površine

1. Termometer vklopite s pritiskom na **gumb** ON. Termometer opravi samopreizkus, pri čemer se vsi segmenti prikažejo za 2 sekundi.
2. Senzor usmerite v središče predmeta na razdalji najmanj 5 do največ 15 cm. Če je predmet prekrit z vodo, prahom ali umazanijo, to predhodno odstranite, da optimizirate rezultat meritve.
3. V načinu "Surface" je osvetlitev vedno zelena.

Priklj in brisanje podatkov iz pomnilnika
Zadnja izmerjena temperatura pred izklopom termometra se samodejno shrani (največ 50 rezultatov). Ko je naprava izklopljena, pritisnite **gumb** MEMO za priklje vrednosti, shranjenih v pomnilniku. Če vseh 50 pomnilniških mest ni zasedenih, se lahko prikaže "—"°C" ali "—"°F". Če med prikazom pomnilnika pritisnete in približno 2 sekundi držite **gumb** MEMO, se na zaslonu prikaže "CLR" in shranjeni podatki se izbrişejo. Oglasi se tudi zvočni signal.

Nastavitve parametrov
Naprava omogoča nekatere individualne nastavitve (F1 do F3):
Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite **gumb** SET 4, da spremenite te nastavitve.
F1: Merilna enota. °C ali °F.
F2: Alarmna temperatura vročine
F3: Vkllop/izklop zvoka

Pritisnite **gumb** MODE 6 ali **gumb** MEMO, da prilagodite vrednost, in **gumb** SET 4, da potrdite in preklopite na naslednjo nastavitev (način nastavitve se zaključijo po F3).

Obnovitev tovarniških nastavitev
Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite **gumb** MODE 6, dokler se na zaslonu ne prikaže "rst". Dve sekundi pozneje se prikažejo tovarniške nastavitve za parametre od F1 do F3. obnovljena (F1=°C; F2=38,1°C; F3=na).

Prikaz	Problem	Rešitev
	Izmerjena telesna temperatura zunaj normalnih meja (34,0 - 43,0°C / 93,2 - 109,4°F).	Ponovite meritev v načinu "Body" na pravilen način.
	Delovna temperatura ni pravilna	Vzpostavite pravilne pogoje delovanja in počakajte 30 minut, preden začnete uporabljati napravo.

Zaslon	Težava	Rešitev
	Razdalja, večja od 1 - 5cm <p>Nepravilen merilni položaj</p>	Optimalna razdalja je 1 cm. <p>Upoštevajte opombe.</p>
	Znoj, lasje na čelu ali <p><i>podobne ovire</i></p>	Odstranite ovire.
	Zaslon utripa ali se izklopi	Zamenjajte baterije. Naprava je morda poškodovana, zato se obrnite na službo za pomoč uporabnikom .
	Prehitro spreminjanje temperature okolja	Okoliški pogoji morajo biti stabilni.
	Prenizka napetost baterij <p>zaka</p>	Zamenjajte baterije.
	Naprava je izklopljena / baterije niso pravilno vstavljene / baterije so izpraznjene	Zamenjajte baterije. Pravilno vstavite baterije. Vklpite napravo.
(brez prikaza)		

Če težav ne morete odpraviti s temi navodili ali če se pojavijo druge težave, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Nega in shranjevanje

• IR senzor 7 je najbolj občutljiv del infrardečega telesnega termometra **medisana TM A79**. Zaščitite ga pred umazanijo ali poškodbami. Čiščenje senzorja z valirano palčko, namočeno v toplo vodo ali 70-odstotni izopropilni alkohol.
• S čisto, mehko krpco očistite površino naprave in zaslona. Ne uporabljajte topil in naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
• Termometer vedno hranite v območju temperature shranjevanja (- 20 °C - +55°C ali -4°F - +131°F) in območje vlažnosti (≤ 93%, brez kondenzacije).
• Priporočljivo je, da termometer shranjujete v suhem prostoru brez prahu. Termometra ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visokim temperaturam/vlažnosti ali ekstremnim vlažnostim, saj lahko to poslabša njegovo delovanje.

Opombe o odlutjvi

Te naprave ne smete odlagati med gospodinjiske odpadke. Vsak uporabnik mora vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, odnesti na zbirno mesto v svojem kraju ali mestu ali k prodajalcu na drobno, da jih lahko odstrani na okolju prijazen način. Pred odstranitvijo naprave odstranite baterije. Izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjiske odpadke, temveč med nevarne odpadke ali na specializiranem zbirnem mestu za baterije. Glede odlaganja se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca.

Tehnični podatki

Ime in model: **medisana** infrardeči telesni termometer **TM A79**
Model: HTD8813
digitalni zaslon (LCD)Napajanje
V , 2 x AAA baterije 1,5 V
Način merjenja telesne temperature34,0°C-43,0°C (93,2°F-109,4°F)

Natančnost laboratorijskih meritev: način merjenja telesne temperature: (laboratorijske meritve)
34,0 °C - 34,9 °C: ±0,3 °C / 93,2 °F-94,8 °F: ±0,5 °F
35,0 °C - 42,0 °C: F: ±0,2°C / 95,0-107,6°F: ±0,4°F
42,1 °C - 43,0 °C: F: ±0,3°C / 107,8-109,4°F: ±0,5°F
Način merjenja površine: ±2 °C (±3,6 °F)

Ločljivost prikaza:
Trajanje merjenja:
Merilna razdalja:
Referenčna merilna točka:
Zmogljivost shranjevanja:
Samodejni izklop:
Življenjska doba baterije:
Delovna temperatura:
,1 °C/0,1 °F
≤2 sekundi
cm
do 50 rezultatov meritev
≤ 18 sekund
približno 2.000 meritev
15 °C do 40 °C, relativna vlažnost: ≤85 %,
Atmosferski tlak: 70-106 kPa
Temperatura shranjevanja/prevoza: -20 °C do 55 °C, relativna vlažnost: ≤93 %,
Atmosferski tlak: 70-106 kPa
približno138 x 95 x 40 mm
približno90 g brez baterij
99663
Št.izdelka
EAN koda:
40 15588 99663 4

Pridružujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v okviru stalnih izboljšav izdelka.
Trenutna različica teh navodil za uporabo je na voljo na www.medisana.com <p>Oznaka CE na napravi se nanaša na Direktivo EU 93/42/EGS. Naprava je namenjena za domačo uporabo. Termometer je bil umerjen ob izdelavi. Če se ta termometer uporablja v skladu z navodili za uporabo, redna ponovna nastavitve ni potrebna. Če dvomite o natančnosti meritev, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom. Elektromagnetna združljivost: glejte ločeno ohišje.</p>

Pogoji garancije in popravila
V primeru garancijskega zahtevka se obrnite neposredno na specializirano trgovino ali servisni center. Če morate aparat vrniti, navedite napako in priložite kopijo potrdila o nakupu. Veljajo naslednji garancijski pogoji:
1. Za izdelke **medisana** velja garancija 3 leta od datuma nakupa.
2. Okvare zaradi napak v materialu ali proizvodnji bodo brezplačno odpravljene v garancijskem roku.
3. Garancijski servis ne podaljša garancijskega roka niti za napravo niti za zamenjane sestavne dele.
4. Iz jamstva so izključeni
a. vse poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja, npr. neupoštevanja navodil za uporabo.
b. škoda, ki jo povzroči popravilo ali poseg kupca ali nepooblaščene tretje osebe. je mogoče pripisati.
c. poškodbe pri prevozu, ki so nastale na poti od proizvajalca do potrošnika ali med pošiljanjem v servisni center.
d. Rezervni deli, ki so podvrženi običajni obrabi, kot so baterije itd.
5. Odgovornost za neposredno ali posredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, je izključena, tudi če je škoda na napravi priznana kot garancijski primer.

Hetaida Technology Co., Ltd.
4F,5F,6F, Comprehensive Building, Baishida High-Tech Park, Ailingkan Village, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.
EC REP
Delite Info Consultant Service LLC
Predstavnstvo, Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf
Telefon: 0049 1767 0057022, faks: 0049 1767 0057022
E-naslov: eu-rep@share-info.cn; info@share-info.cn; will.chan@share-info.cn

Naslov za vročanje najdete na priloženem listu.

GB Varnostne informacije

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostna navodila, in jih shranite za nadaljnjo uporabo. Če to napravo predate drugi osebi, morate nujno posredovati tudi ta navodila za uporabo.



Predvidena uporaba
Brezkontaktni infrardeči telesni termometer **medisana TM A79** je zasnovan za občasno merjenje in spremljanje telesne temperature pri potrošnikih v domačem okolju in primarnem zdravstvenem varstvu kot orodje za preseganje. Poleg tega je naprava primerna za merjenje temperature predmetov v območju od 0 °C do 100 °C.

• Napravo uporabljajte samo za posebne namene, opisane v navodilih za uporabo. Vsaka napačna uporaba bo razveljavilo garancijo.
• Naprava ni namenjena za komercialno uporabo

• Uporaba tega termometra ne more nadomestiti posvetovanja z zdravnikom.
• Ta izdelek je namenjen merjenju telesne temperature na čelu. Ne uporabljajte ga za druge namene.
• Termometra ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali je kakor koli poškodovan.
• Ta izdelek mora delovati v stabilnem okolju. Če se okoliški pogoji spremenijo

lahko pride do zameglitve senzorja, kar povzroči nepravilno meritev. Senzor očistite v skladu s poglavjem "Nega in shranjevanje".
• Če se temperatura okolice termometra preveč spremeni, na primer pri premikanju termometra z enega mesta z nižjo temperaturo na drugo mesto z višjo temperaturo, pustite termometer 30 minut v prostoru, kjer je temperatura med 15 °C in 40 °C (59 °F in 104 °F).
• Odstranite baterije, če opreme verjetno ne boste uporabljali dlje časa.
• **Ta izdelek ni vodoodporen**, ne potapljajte ga v vodo ali drugo tekočino; za čiščenje in razkuževanje upoštevajte zahteve iz poglavja "Nega in shranjevanje".
• Senzorja IR se ne dotikajte s prsti.
• Izogibajte se merjenju vročine, če ste pred tem uporabnika ohladili (npr. hladni obkladki na čelo itd.).
• Za merjenje temperature človeškega čela izberite način "telo", za merjenje drugih predmetov, tekočin, hrane in drugih temperatur izberite način "površina".
• Ne uporabljajte v bližini močnih elektrostatičnih ali magnetnih polj, da se izognete netočnim meritvam.
• Na natančnost meritev lahko vplivajo lasje, znoj, kapa ali šal, ki pokrivajo čelo.
• Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
• Temperatura na področju čela in temena se razlikuje od notranje temperature, ki se meri peroralno ali rektalno. V zgodnjih fazah vročine lahko pride do vazokonstrikcije, ki zoži krvne žile in ohladi kožo. V tem primeru je lahko temperatura, izmerjena s tem termometrom, nenavadno nizka. Če se za zato meritev ne ujema z bolnikovo zaznavo ali je nenavadno nizka, meritev ponavljajte vsakih 15 minut. Kot referenco lahko notranjo temperaturo izmerite tudi z običajnim oralnim ali rektalnim termometrom. Kontrolna meritev z običajnim termometrom je priporočljiva v naslednjih primerih:
1. Če je odčitek presenetljivo nizek,
2. Za novorojenčke, stare do 100 dni,
3. Za otroke, mlajše od treh let, ki imajo oslabiljen imunski sistem ali se nenavadno odzivajo ob vročini ali brez nje,
4. Če termometer uporabljate prvič ali se želite z njim seznaniti.

• Koža dojenkov se zelo hitro odziva na temperaturo okolja. Zato jim med dojenjem ali po njem ne merite temperature s tem termometrom, saj je lahko temperatura kože nižja od notranje telesne temperature.
• Napravo je treba hraniti zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
• Ko naprave ne uporabljate, jo hranite v suhem prostoru in jo zaščitite pred izredno vlago, vročino, žmohtom, prahom in neposredno sončno svetlobo. Na napravo nikoli ne postavljajte težkih predmetov.
• Ta termometer ne bo nadomesti diagnostike v bolnišnicah.
• Naprave ne razstavljajte in ne spreminjajte. Ne dovolite, da bi naprava padla.
• Naprave ne uporabljajte, če menite, da je poškodovana, ali če opazite kaj nenavadnega.Trajna uporaba poškodovane naprave lahko povzroči poškodbe, neustrezne rezultate ali druge resne nevarnosti.
• Ta naprava vsebuje občutljive komponente, zato je treba z njo ravnati previdno. Upoštevajte pogoje shranjevanja in delovanja, opisanimi v razdelku "Tehnične specifikacije".
• Med uporabo termometra ni mogoče opravljati servisnih del/vzdrževanja.
• Nikoli se ne dotikajte baterij in bolnika hkrati.
• Na podlagi trenutnih znanstvenih dognanj in tehnologije niso znane morebitne alergijske reakcije.
• To opremo je treba namestiti in začeti uporabljati v skladu z informacijami, navedenimi v tem priročniku z navodili

Dobavljeni predmeti in embalaža
Najprej preverite, ali je naprava popolna in ni poškodovana. V primeru ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali servisni center.
Vključeni so naslednji deli:

• 1 infrardeči telesni termometer **medisana TM A79**
• 2 bateriji 1,5 V (tip AAA/LR03)
• 1 navodilo za uporabo

Embalaza je primerna za ponovno uporabi ali reciklirati.
Embalazni material, ki ga ne potrebujete več, ustrezno odstranite. Če med razpakiranjem opazite kakršne koli poškodbe pri prevozu, se nemudoma obrnite na prodajalca.

OPOZORILO - Pazite, da je polietilenska embalaža oddaljena od no dosegu otrok! Nevarnost zadušitve!

OPOZORILO - Pazite, da je polietilenska embalaža oddaljena od no dosegu otrok! Nevarnost zadušitve!

Kaj je vročina?

• Telesna temperatura se razlikuje od posameznika do posameznika in niha čez dan. Zato je za pravilno določitev temperature priporočljivo poznati normalno, zdravo temperaturo čela.
• Telesna temperatura je približno od 35,5 °C do 37,8 °C (95,9°F-100°F). Če želite ugotoviti, ali imate vročino, primerjajte ugotovljeno temperaturo z normalno temperaturo osebe. Dvig telesne temperature za 1 °C ali več v primerjavi z referenčno telesno temperaturo je običajno znak vročine.
• Različna mesta merjenja (rektalno, aksilarno, oralno, frontalno, aurikularno) bodo dala

