

Kurzinformation zur Anwendung

Das Original
bite away[®]

Wirkung:

- Bei sofortiger Anwendung wird der Schmerz, der Juckreiz und das Anschwellen verhindert bzw. reduziert.
- Bei späterer Anwendung (auch nach Stunden) wird der Schmerz und der Juckreiz gestoppt bzw. reduziert. Die Schwellung klingt schneller ab.

Wirkprinzip:

- Konzentrierte Wärme (50°C - 53°C) unterbricht die Reaktionskaskade und unterbindet die Ausschüttung von Histamin.

Formen:

- Stifform (Design Cobra) und Kompaktform (Design Maus)

Der bite away[®] kann in Apotheken oder im Online-Shop unter www.stichheiler.de zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,90 € erworben werden.



RIEMSER



RIEMSER Pharma GmbH | An der Wiek 7 | 17493 Greifswald - Insel Riems | fon +49 (0) 30 338 427-489

Kurzinformation zur Anwendung



Anwendung bei:

- Insektenstichen und -bissen durch bspw. Wespen, Bremsen, Hornissen, Mücken und Kontakt mit Meerestieren wie Nesselquallen, Petermännchen

Anwendungsschritte:

- Heizfläche auf Einstich platzieren und leicht aufdrücken
- Starttaster betätigen:
 - 3 Sek.-Taster: für Kinder und Erwachsene mit empfindlicher Haut
 - 6 Sek.-Taster: für Erwachsene (empfohlen bspw. bei Wespen)
- Behandlungszeit beginnt mit akustischem Signal und Aufleuchten der LED und endet mit erneutem akustischen Signal und Erlöschen der LED
- bite away® von Behandlungsstelle entfernen
- bite away® mit geeignetem Mittel desinfizieren

Eine zwei- bis dreimalige Anwendung mit 5 - 10 Sek. Pause wird bei Wespen-, Bremsen und Hornissenstichen empfohlen. Den bite away® nicht auf Augen anwenden! Das Medizinprodukt ist dermatologisch getestet (hohe Wirksamkeit, keine Verbrennungen).

Bitte vollständige Gebrauchsanweisung beachten.

