

# MEDISANA®

FR Pèse-personne avec fonction d'analyse corporelle ISA



Art.-Nr. 40480



**Gebrauchsanweisung**  
**Manual**  
**Mode d'emploi**  
**Istruzioni per l'uso**  
**Instrucciones de manejo**

Bitte sorgfältig lesen!  
Please read carefully!  
A lire attentivement s.v.p.!  
Da leggere con attenzione!  
¡Por favor lea con cuidado!

**Manual de instruções**  
**Gebruiksaanwijzing**  
**Käyttöohje**  
**Bruksanvisning**  
**Οδηγίες χρήσης**

Por favor, ler cuidadosamente!  
A.u.b. zorgvuldig lezen!  
Lue huolellisesti läpi!  
Läses noga!  
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή!



## FR Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité .....	23
2 Informations utiles.....	25
3 Utilisation .....	29
4 Divers.....	31
5 Garantie .....	33

*Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.*

*Please fold out this page and leave it folded out for quick reference.*

*Veillez déplier cette page et la laisser dépliée afin de vous orienter plus rapidement.*

*Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di un rapido orientamento.*

*Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para orientarse rápidamente.*

*Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para uma orientação rápida.*

*Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.*

*Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.*

*Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen som hjälp till snabb orientering.*

*Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.*

FAT %	21.3 %	86.8 kg
TBW %	53.2 %	
P 3		

**FR**

- ① Ecran
- ② Touche « Vers le haut » **^**
- ③ Touche SET **■**
- ④ Touche « Vers le bas » **v**
- ⑤ Logement à piles (au dos)
- ⑥ Electrodes
- ⑦ Taux de la graisse corporelle
- ⑧ Poids
- ⑨ Taux de masse musculaire
- ⑩ Valeur pour le BMI  
(Body Mass Index)
- ⑪ Poids osseux
- ⑫ Teneur en eau
- ⑬ Mémoire P3 (par exemple,  
profil de l'utilisateur 3, l'homme)



## REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!

Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.

### Légende



Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



### AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



### ATTENTION

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.



### REMARQUE

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.



N° de lot



Fabricant



### Consignes de sécurité

- Uniquement utiliser cet appareil conformément au but d'utilisation décrit dans ce mode d'emploi.
- Tout emploi non conforme annule les droits de garantie.
- La balance est conçu pour un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage professionnel en hôpital ou autre institution médicale.
- Tout traitement ou régime en cas de surpoids ou de poids trop bas nécessite le suivi par des personnes qualifiées (médecin, diététicien). Les valeurs déterminées par le pèse-personne peuvent être utiles dans ce cadre.
- Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes !
- Ce pèse-personne ne convient pas aux personnes possédant un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux. En cas de diabète ou d'autres restrictions médicales/corporelles, l'indication du taux de graisse peut être inexacte. Il en va de même pour les personnes qui suivent un entraînement sportif poussé.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont été instruites de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés en s'assurant qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou bien s'il a été endommagé.
- Placez la balance dans un endroit à l'abri d'une chaleur et d'une humidité de l'air extrêmes.



- Protégez l'appareil contre l'humidité. Tenez la balance à distance de l'eau.
- La surface de la balance devient glissante si elle est mouillée ou humide; veillez à ce qu'elle reste sèche.



- **Risque de basculement !**  
Ne placez jamais la balance sur une surface non plane. Ne montez jamais sur le coin de la balance.  
Lors de la pesée, ne vous mettez pas d'un côté ni au bord de la balance.



- **Risque de glissade !**  
Ne montez jamais sur la balance avec les pieds humides.  
Ne montez jamais sur la balance avec des chaussettes.



- Placez le pèse-personne sur un sol ferme et plat. Les surfaces non dures et non planes ne conviennent pas pour les mesures et donnent de faux résultats.
- Pesez-vous toujours avec la même balance, au même endroit et sur le même sol.

- Pesez-vous sans porter de vêtements, de chaussettes ou de chaussures, avant les repas et toujours à la même heure.
- La plage de mesure du pèse-personne va jusqu'à 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Ne surchargez pas la balance car cela pourrait causer des dommages irréparables.



- Manipulez la balance avec précaution. Évitez les coups et les secousses. Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur la balance et à ne pas la faire tomber.
- N'essayez pas de démonter l'appareil car cela entraînerait l'annulation de la garantie. En dehors des piles, cet appareil ne contient pas de pièces nécessitant un entretien de la part de l'utilisateur.
- En cas de dérangements, ne réparez pas l'appareil vous-même, car cela annulerait tout droit à la garantie. Adressez-vous au service clientèle agréé pour effectuer les réparations.
- Nettoyez la surface de pose et les électrodes après usage avec un chiffon légèrement humide. N'employez pas de produit abrasif et ne trempez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne stockez pas la balance à la verticale afin d'éviter que les piles ne fuient.
- Si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles.

## 2 Informations utiles

### Merci !

Merci de votre confiance et félicitations ! Nous vous félicitons de l'achat du **Pèse-personne avec fonction d'analyse corporelle ISA**. Vous avez acquis un produit de qualité **MEDISANA**. Cet appareil est destiné au pesage et au calcul du taux graisse corporelle, de la teneur en eau et du taux de la masse musculaire du corps. Afin d'obtenir l'effet désiré et de pouvoir profiter longtemps de votre **Pèse-personne avec fonction d'analyse corporelle ISA**, nous vous recommandons de lire soigneusement les instructions suivantes pour l'utilisation et l'entretien.

### 2.1 Éléments fournis et emballage

Veuillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne faites pas fonctionner l'appareil et renvoyez-le à un point de service après-vente.

La fourniture comprend:

- 1 **MEDISANA** Pèse-personne avec fonction d'analyse corporelle **ISA**
- 3 Piles 1,5 V (type AA, LR6)
- 1 Mode d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés afin de récupérer les matières premières. Respectez les règles de protection de l'environnement lorsque vous jetez les emballages dont vous n'avez plus besoin. Si vous remarquez lors du déballage un dommage survenu durant le transport, contactez immédiatement votre revendeur.



### AVERTISSEMENT

**Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s'étouffer!**

## 2.2

**Caractéristiques**

- Design plat, hauteur de 21,5 mm
- Verre de sécurité de qualité supérieure
- Technologie de capteurs de haute qualité
- Illumination et écran à rétro-éclairage
- Entrée de l'âge de 6 à 100 ans
- Taille de 80 à 220 cm
- Plage de mesure jusqu'à 180 kg, 396 lb ou 28st 4lb
- Graduation de 100 g, 0,2 lb ou 1/4 lb
- Commutation KG, LB et ST
- Précision de l'analyse du taux de graisse 3-50 % par degrés de 0,1%
- Précision de l'analyse du taux hydrique 20-75% par degrés de 0,1%
- Mesure de la proportion de muscles 20-75% par degrés de 0,1%
- Mesure de la masse osseuse 0,5 - 8 kg par degrés de 0,1 kg
- Affichage du Body Mass Index (BMI)
- 10 cases mémoires pour l'enregistrement de données de 10 personnes
- Mesure directe du poids
- Manipulation aisée
- Arrêt automatique
- Affichage de signalement de surcharge
- Affichage de signalement de pile déchargée
- Piles 3 x 1,5 V type AA, LR6 fournies

## 2.3

**Pourquoi est-il important de connaître la proportion de graisse de son corps ?**

Le corps humain est composé entre autres d'eau, de graisse et de masse musculaire. Un taux de graisse trop élevé ou trop bas peut entraîner un risque accru pour la santé. Grâce au contrôle du taux de masse grasseuse, ce pèsepersonne avec fonctions d'analyse corporelle motive à atteindre et maintenir son poids idéal.

## 2.4

**Comment fonctionne la balance avec fonctions d'analyse corporelles ?**

La balance impédancemètre effectue les mesures par le biais de l'analyse de l'impédance bioélectrique (AIB). Lorsque vous êtes debout et pieds nus sur les plaques métalliques, de très faibles courants électriques sont envoyés dans votre corps. La balance mesure les écarts que ses signaux présentent. Les valeurs mesurées sont calculées en pourcentage corporel à partir des données personnelles telles que l'âge, le sexe, la taille et le poids.

**REMARQUES**

**Une consommation exagérée de boissons et de nourriture ainsi qu'une pratique du sport excessive tout comme les traitements médicaux ou le cycle menstruel des femmes etc. ont une incidence sur les résultats des mesures. Les mesures des taux de graisse, d'eau et de muscle ne sont pas correctes pour les femmes enceintes.**



**2.5**  
**Conditions**  
**nécessaires pour**  
**des résultats**  
**corrects**

**Des résultats fiables ne peuvent être obtenus qu'à certaines conditions:**

- Effectuez les mesures pieds nus uniquement.
- Les pieds doivent bien reposer sur les surfaces de contact au niveau des électrodes.
- Tenez-vous droit.
- Effectuez la mesure environ 15 minutes après le lever ou après la douche ou le bain en vous essuyant légèrement les pieds préalablement avec une serviette.
- Effectuez les mesures si possible toujours au même moment de la journée.
- Ne procédez pas à la mesure après une activité physique intense; attendez dans ce cas au moins une heure.
- Le dessous des pieds doit être exempt de saleté. Si le dessous des pieds est particulièrement sec ou si l'épaisseur de la corne est importante, les mesures peuvent être erronées.

Les résultats des mesures permettent un contrôle sûr de l'évolution des taux de graisse, d'eau et de muscle lorsque les mesures sont effectuées de manière conséquente. Lorsque les mesures sont effectuées dans d'autres conditions, les résultats obtenus peuvent différer.



**REMARQUES**

**Les données des tableaux suivants n'ont qu'une valeur indicative. Si vous avez des questions concernant votre taux de graisse et votre état de santé, adressez-vous à votre médecin.**

**2.6**  
**Répartition du taux**  
**de graisse en %**

<b>Femmes</b> (même valeurs pour les athlètes)	Âge	faible	normal	élevé	très élevé
	6-15	3.0-16.0	16.1-21.0	21.1-29.6	29.7-50.0
	16-30	3.0-16.4	16.5-22.0	22.1-30.4	30.5-50.0
	31-60	3.0-17.0	17.1-22.4	22.5-31.4	31.5-50.0
	≥60	3.0-17.6	17.7-23.0	23.1-32.0	32.1-50.0

<b>Hommes</b> (même valeurs pour les athlètes)	Âge	faible	normal	élevé	très élevé
	6-15	3.0-13.0	13.1-17.4	17.5-25.6	25.7-50.0
	16-30	3.0-13.6	13.7-18.0	18.1-26.4	26.5-50.0
	31-60	3.0-14.0	14.1-18.6	18.7-27.0	27.1-50.0
	≥60	3.0-14.4	14.5-19.0	19.1-28.0	28.1-50.0

**Analyse des valeurs:**

Pour analyser votre taux de graisse, veuillez comparer la valeur obtenue avec les valeurs du tableau correspondant.

2.7 Répartition du taux hydrique en %	<b>Femmes</b> (même valeurs pour les athlètes)	Âge	faible	normal	élevé
		10-15	< 57	57-67	> 67
	16-30	< 47	47-57	> 57	
	31-60	< 42	42-52	> 52	
	61-80	< 37	37-47	> 47	

	<b>Hommes</b> (même valeurs pour les athlètes)	Âge	faible	normal	élevé
		10-15	< 58	58-72	> 72
	16-30	< 53	53-67	> 67	
	31-60	< 47	47-61	> 61	
	61-80	< 42	42-56	> 56	

**Analyse des valeurs:**

Pour analyser votre taux hydrique, veuillez comparer la valeur obtenue avec les valeurs du tableau correspondant.

### 2.8 Taux de masse musculaire moyenne

Le taux moyen de masse musculaire est de 44 % au plus chez les femmes (le taux maximal est de 46 % chez les sportives/athlètes) de 15 à 100 ans et de 46 % au plus chez les hommes (le taux maximal est de 48 % chez les sportifs/athlètes). Pour analyser votre taux de masse musculaire, comparez-le avec cette valeur de référence.

### 2.9 Proportion de masse osseuse en kg

<b>Femmes</b> (même valeurs pour les athlètes)	Poids du corps	<45	45-60	>60
	Proportion moyenne de masse osseuse	max 3.0	4.2	max 6.5

<b>Hommes</b> (même valeurs pour les athlètes)	Poids du corps	<60	60-75	>75
	Proportion moyenne de masse osseuse	max 4.5	6.0	max 7.5

### 2.10 Le Body-Mass-Index (BMI)

Le BMI (Body Mass Index) est calculé à partir du poids corporel en kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètres. L'IMC « souhaitable » dépend de l'âge (c'est le même pour les femmes et les hommes) :

Âge	faible	normal	élevé
< 24	< 19	19-24	> 24
25-34	< 20	20-25	> 25
35-44	< 21	21-26	> 26
45-54	< 22	22-27	> 27
55-64	< 23	23-28	> 28
> 64	< 24	24-29	> 29

Une valeur faible indique une insuffisance pondérale, une valeur élevée du surpoids.

### 3 Utilisation

#### 3.1 Insérer/changer les piles

Avant d'utiliser la balance numérique, veuillez installer les trois piles 1,5 V fournies (type AA, LR6) dans l'appareil. Ouvrez le compartiment à piles **5** situé sur le dessous de l'appareil et insérez les piles. Respectez la polarité (cf. illustration dans le compartiment des piles). Remettez le couvercle du compartiment en place et veillez à ce que l'emboîtement soit audible. Remplacez les piles lorsque le symbole « **Lo** » apparaît à l'écran **1** ou bien si celui-ci n'affiche plus rien après actionnement de l'appareil.

#### **AVERTISSEMENT** **INSTRUCTIONS DE SECURITE RELATIVES AUX PILES**

- **Ne désassemblez pas les piles!**
- **Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil!**
- **Danger accru de fuite! Evitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses! En cas de contact avec l'électrolyte, rincez tout de suite les endroits concernés à l'eau claire en abondance et consultez immédiatement un médecin!**
- **En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin!**
- **Remplacez toujours toutes les piles à la fois!**
- **N'utilisez que des piles de type identique! N'utilisez pas simultanément des piles différentes ou des piles ayant déjà été utilisées et des piles neuves!**
- **Introduisez correctement les piles en faisant attention à la polarité!**
- **Retirez-les de l'appareil lors d'une non-utilisation prolongée!**
- **Conservez les piles hors de portée des enfants!**
- **Ne rechargez pas les piles! Risque d'explosion!**
- **Ne pas les court-circuiter! Risque d'explosion!**
- **Ne pas les jeter au feu! Risque d'explosion!**
- **Ne jetez pas les piles et batteries usées dans les ordures ménagères! Jetez-les dans un conteneur prévu à cet effet ou dans un point de collecte des batteries, dans un commerce spécialisé !**

#### 3.2 Uniquement pesage /modifier la fonction « Step on » et l'unité de poids







1. Assurez-vous que le pèse-personnes est posé sur un sol solide et plan. Si vous désirez seulement vous peser, mais avez bougé le pèse-personnes directement avant, il faut l'initialiser. Pour ce faire, appuyez avec brièvement avec le pied au centre du plateau de pesée. Sur l'écran s'affiche "0.0". Vous pouvez maintenant sélectionner l'unité de poids désirée (**kg - lb - st**) avec la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4** . Si le pèse-personne s'est arrêté, il est prêt pour la fonction « Step-on ». Si le pèse-personne n'a pas été déplacé, ce procédé n'est pas nécessaire.
2. Mettez-vous sur le pèse-personnes et tenez-vous immobile. L'appareil se met automatiquement en marche lorsque le bord et l'écran **1** du pèse-personnes s'illumine en bleu et sur l'écran **1** s'affiche brièvement "0.0". Vous pouvez également sélectionner l'unité de poids désirée (**kg - lb - st**) avec la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4** .
3. Votre poids est mesuré, clignote deux fois puis s'affiche de façon stable.

### 3.3 Programmer les données personnelles

- Descendez du pèse-personne. Le pèse-personne s'éteint automatiquement au bout de 8 sec. si aucun autre actionnement n'a lieu.

Le pèse-personnes peut enregistrer les données de 10 personnes: sexe, âge et taille. Le pèse-personnes a des valeurs prédéfinies.

Ce sont : **kg, femme, 25 ans, 165 cm.**

- Appuyez sur la touche SET **3** pour allumer le pèse-personnes. Le numéro de la case mémoire afférente clignote sur l'écran.
- Après que le clignotement a cessé, vous pouvez sélectionner la case de mémoire souhaitée pour votre profil d'utilisateur en appuyant sur la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4**.
- Appuyez sur la touche SET - **3** pour enregistrer vos paramètres. L'écran affiche le symbole pour le sexe en clignotant.  
 = Homme  = femme  = homme / athlète  
 = femme / athlète
- Sélectionnez votre sexe en choisissant le symbole sur l'écran en appuyant sur la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4**. Si vous êtes un /une athlète entre 15 et 50 ans, vous pouvez sélectionner le mode « Athlète ».  
 = athlète masculin  = athlète féminine



#### REMARQUE

**Nous recommandons aux athlètes de passer en mode athlète car leur corps a en règle générale un taux minime de masse grasseuse. Cela permet d'éviter que le poids de leur corps athlétique ne soit évalué comme insuffisant.**

- Appuyez sur la touche SET **3** pour enregistrer vos paramètres. La taille pré-réglée commence à clignoter sur l'écran.
- Sélectionnez votre taille avec la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4**.
- Appuyez sur la touche SET **3** pour enregistrer vos paramètres. L'âge pré-réglé commence à clignoter sur l'écran.
- Sélectionnez votre âge avec la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4**.
- Appuyez sur la touche SET **3** pour enregistrer vos paramètres.
- Le procédé de sélection est maintenant terminé. L'écran affiche "0.0".
- Vous pouvez maintenant sélectionner l'unité de poids désirée (**kg - lb - st**) avec la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4**.

Avant que l'appareil s'éteint, vous pouvez programmer d'autres cases mémoire avec la touche « Vers le haut » **2** et la touche « Vers le bas » **4**. Procédez comme décrit ci-dessus et répétez les étapes 3 à 11. Si vous n'appuyez pendant 10 secondes sur aucune touche, le pèse-personne s'éteint automatiquement.

3.4

**Pesée et mesure des taux de graisse, d'eau et de muscle**

1. Appuyez sur la touche SET ③ pour allumer le pèse-personnes. La case mémoire clignote sur l'écran.
2. Vous pouvez choisir votre case mémoire personnelle (0 à 9) avec la touche « Vers le haut » ② et la touche « Vers le bas » ④.
3. Vos données personnelles seront affichées.
4. Si l'écran affiche "0.0 kg", mettez-vous à pieds nus sur le pèse-personnes et restez immobile. Placez vos pieds sur les électrodes ⑥. Tout d'abord s'affiche le poids. En même temps, l'écran affiche un symbole en mouvement "■■■■►", indiquant que le taux de la graisse corporelle, la teneur en eau et la masse musculaire sont mesurés.
5. Si le symbole "■■■■►" arrête de bouger sur l'écran, les valeurs ont été mesurées. L'écran affiche les valeurs mesurées pour le taux de la graisse corporelle, la teneur en eau, le poids et ensuite la masse musculaire, le poids osseux et le BMI. La séquence d'affichage des valeurs mesurées est répétée deux fois. Ensuite, le pèse-personne s'arrête automatiquement. Descendez du pèse-personne.



**REMARQUES**

- **Des mesures fiables ne peuvent être obtenues qu'à certaines conditions, comme cela est décrit au point « 2.5 Conditions nécessaires pour des résultats corrects », p. 27.**
- **Notez que la masse musculaire comprend une certaine proportion en eau, comprise dans le résultat de la mesure. Les taux de masse hydrique et musculaire ne peuvent par conséquent pas s'additionner.**

3.5

**Messages d'erreur**

**OL**

La balance est surchargée.

**LO**

Les piles sont faibles et doivent être remplacées.

**ERR**

Erreur lors de la mesure.

----

Les données n'ont pas été mises en mémoire

**4 Divers**

4.1

**Nettoyage et entretien**

- Retirez les piles avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou de brosses dures.
- Nettoyez la surface de pose et les électrodes après usage avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez en aucun cas de produits de nettoyage détergents ou d'alcool.
- L'eau ne doit pas pénétrer dans l'appareil. N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Attendez que l'appareil soit complètement sec pour le réutiliser.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, protégez-le des saletés et de l'humidité.
- Ne stockez pas la balance à la verticale afin d'éviter que les piles ne fuient.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne vous en servez pas durant une période prolongée. Les piles risqueraient de couler.

#### 4.2 Élimination de l'appareil



Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique. Retirez la pile avant de jeter l'appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés. Pour plus de renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.

#### 4.3 Caractéristiques techniques

Nom et modèle:	<b>MEDISANA</b> Pèse-personne avec fonction d'analyse corporelle <b>ISA</b>
Alimentation électrique:	4,5 V= , 3 x 1,5V piles AA / LR6
Système d'affichage:	Affichage numérique
Mémoire:	pour 10 personnes
Plage de mesure:	jusqu'à 180 kg, 396 lb ou 28 st 4 lb
Ecart de mesure maximum:	± 1 %
Taux de masse graisseuse:	de 3 à 50 %, en incréments de 0,1 %
Taux de masse hydrique:	de 20 à 75 %, en incréments de 0,1 %
Taux de masse musculaire:	de 20 à 75 %, en incréments de 0,1 %
Taux de masse osseuse:	de 0,5 à 8 kg, en incréments de 0,1 kg
Graduation:	100 g, 0,2 lb ou 1/4 lb
Arrêt automatique:	au bout de 8 sec. environ
Dimensions (L x i x h):	31,9 x 31,9 x 2,15 cm
Poids env.:	2,6 kg
Conditions d'utilisation:	Température 0 - 40 °C / 32 - 104 °F Humidité de l'air relative 85 %
Numéro d'article:	40480
Numéro EAN:	40 15588 40480 1



**Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.**

**Conditions de garantie et de réparation**

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat.

Les conditions de garantie sont les suivantes:

1. Une garantie de trois ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits **MEDISANA**. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.
3. Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l'appareil, ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie:
  - a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au non-respect de la notice d'utilisation.
  - b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
  - c. les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
  - d. les accessoires soumis à une usure normale (piles etc.).
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l'appareil est couvert par la garantie.

 **MEDISANA AG**  
Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
Allemagne  
eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Vous trouverez l'adresse du SAV sur la fiche jointe séparément.







**MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

Deutschland

eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)

Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)