

CZ Analogová osobní váha PSD
HU PSD analóg személymérleg
PL Analogowa waga osobowa PSD
TR PSD Analog Baskül
RU Аналоговые персональные весы PSD



Art.-Nr. 40461



Обязательной сертификации не подлежит

Návod k použití
 Használati utasítás
 Instrukcja obsługi
 Kullanım talimatı
 Инструкция по применению

Přečtěte si prosím pečlivě!
 Kérjük, gondosan olvassa el!
 Przeczytaj uważnie!
 Lütfen dikkatle okuyunuz!
 Внимательно ознакомьтесь!



Přístroj a ovládací prvky
 A készülék és a kezelőelemek
 Urządzenie i elementy obsługi
 Cihaz ve Kullanma Elemanları
 Прибор и органы управления



CZ

- ① Nastavovací kolečko
- ② Stupnice, max. 150 kg
- ③ Protiskluzová nášlapná plocha
- ④ Stabilní kovový plášť

HU

- ① Szabályozó-kerék
- ② Kijelző-skála, max. 150 kg
- ③ Csúszás-biztos fellépő-felület
- ④ Stabil fémház



DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.

Vysvětlivky symbolů:



Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.



VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele.



POZOR

Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje.



UPOZORNĚNÍ

Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.



Číslo šarže



Výrobce



Bezpečnostní pokyny • Každá peče, popřípadě dieta při nadváze nebo podváze vyžaduje kvalifikovanou radu odpovídajících odborníků (lékař, dietní asistent). Hodnoty naměřené touto váhou mohou být přitom nápomocné.



• **Nebezpečí převrnutí!**

Nepokládejte váhu nikdy na nerovný podklad. Nestoupejte nikdy jen na jeden roh váhy. Nestoupejte si při vážení na jednu stranu nebo na okraj váhy.



• **Nebezpečí uklouznutí!**

Nestoupejte na váhu nikdy s mokřými nohama. Nestoupejte na váhu nikdy s ponožkami.

- Používejte přístroj jen v souladu s jeho určením podle návodu k použití.
- Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku.
- Váha je vyrobena pro použití v domácnosti. Není určena pro komerční využití v nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních.
- Nepoužívejte přístroj, pokud přístroj nefunguje bez závad, pokud spadl na zem nebo do vody nebo se poškodil.
- Váha má rozsah měření do 150 kg. Váhu nepřetěžujte.



• Váhu pokládejte na pevný a rovný podklad. Měkké, nerovné plochy jsou pro měření nevhodné a vedou k nesprávným výsledkům.

• Váhu postavte na místo, kde nejsou extrémní teploty, ani extrémní vlhkost vzduchu.



• Chraňte váhu před vodou.



• Zacházejte s váhou opatrně. Vyvarujte se ran a otřesů s váhou. Nedovolte, aby Vám váha upadla na zem.

• Opatrně se postavte na váhu. Na nášlapné ploše neposkakujte nebo na ni neskákejte, protože byste tak mohli poškodit vážící mechanismus.

• Nesnažte se přístroj rozebírat, v opačném případě zaniká záruka. Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, jejichž údržbu by uživatel měl provádět nebo je mohl vyměňovat.

• V případě závad přístroj sami neopravujte, protože tímto zásahem zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Provedením opravy pověřte pouze autorizovaný servis.

Mnohokrát děkujeme Mnohokrát děkujeme za Vaši důvěru a srdečně blahopřejeme! Koupí analogové osobní váhy **PSD** jste získali kvalitní výrobek firmy **MEDISANA**. Tento přístroj je určený k vážení osob. Abyste dosáhli požadovaného výsledku a mohli se ze své analogové osobní váhy **PSD** radovat opravdu dlouho, doporučujeme Vám pečlivě si přečíst následující pokyny pro použití a ošetřování.

2.1 Rozsah dodávky a obal

Zkontrolujte nejprve, zda je přístroj kompletní a není poškozený. Pokud máte pochybnosti, nesmíte přístroj používat.

K rozsahu dodávky patří:

- 1 **MEDISANA** Analogová osobní váha **PSD**
- 1 Návod k použití

Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci suroviny. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

2.2 Předpoklady pro správné výsledky měření

Spolehlivých výsledků měření lze dosáhnout jen za určitých podmínek:

- Vždy se važte za stejných podmínek.
- Vždy se važte ve stejnou denní dobu.
- Stůjte rovně a klidně.
- Važte se nejlépe ráno, po sprchování nebo koupání, se suchými chodidly.

Výsledky vážení, pokud je provádíte důsledně, umožňují spolehlivou kontrolu vývoje tělesné hmotnosti.

3.1 Vážení

1. Postavte váhu na stabilní a pevný povrch. Všechny čtyři nožičky musejí mít kontakt s podlahou. Nerovný a měkký povrch ovlivňuje přesnost měření.
2. Važte se vždy na stejné váze, na stejném místě a ve stejnou dobu. Važte se bez oblečení, před jídlem, nejlépe ráno před snídaní.
3. Postavte se na váhu oběma nohama. Ručička ukáže Vaši hmotnost v kg.



UPOZORNĚNÍ

Pokud jste váhu přepravovali nebo s ní hýbali, můžete ji seřídít lehkým dotykem nohy na nášlapnou plochu. Pokud ručička neukazuje 0,0 kg, otáčejte nastavovacím kolečkem doprava nebo doleva, dokud ručička opět nebude v nulové poloze. Tento postup opakujte.

4.1 Čištění a péče

- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče.
- Používejte jemné čisticí prostředky pro domácnost a povrchy pouze otřete navlhčeným hadříkem.
- Do přístroje nesmí vniknout voda. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj opět používejte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, chraňte jej před nečistotami a vlhkostí.

4.2 Pokyny k likvidaci



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Kovy jsou recyklovatelné, resp. mohou být vráceny do surovinového oběhu. Již nepoužívaný přístroj odevzdejte na sběrném místě v blízkosti Vašeho bydliště, aby mohl být předán k ekologické likvidaci. Obratě se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

4.3 Technické údaje

Název a model	: MEDISANA Analogová osobní váha PSD
Rozsah měření	: až 150 kg
Dělení	: 500 g
Výkonové charakteristiky	: Osobní váha s analogovou stupnicí a nastavovacím kolečkem pro seřízení nulové polohy.
Rozměry (d x š x v)	: cca. 28,5 x 42,5 x 8,5 cm
Hmotnost	: cca. 3,6 kg
Č. výrobku	: 40461
Kód EAN	: 4015588 40461 0



V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

5.1 Záruční podmínky a podmínky oprav

Obrátte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.
Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **MEDISANA** se poskytuje záruka tři roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
 - a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
 - d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.



MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Německo
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Adresy servisů naleznete v samostatném příbalovém letáku.