



Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250

## **EM-070 fogászati tisztítószer ultrahangos fürdőkhöz**

**Rendelési szám: 826812**

### **Tulajdonságok:**

Az EM-707 adalékanyag növeli az ultrahangos fürdők tisztítóhatását. Gond nélkül eltávolítja az összes szennyeződést a protézisekről és a fogszabályzókról. Alkalmas nemesacél-, nemesfém-, porcelán-, üveg- és műanyag tárgyakra tisztítására is ultrahangos fürdőben. Ugyancsak eltávolíthatók vele cement- és gipszmaradványok is.

### **Alkalmazás:**

A szennyezettség fokától függően 5-5 ml EM-707 adalékanyagot adjunk hozzá a tisztítófürdőhöz. Az adagolókupak űrtartalma kb. 5 ml. A tisztítási folyamat befejeztével alaposan öblítsük le vízzel a megtisztított tárgyat.

### **Összetétel:**

Felületaktív anyagok, foszforsav- és citromsav-hatóanyag-kombináció. Az 1%-os oldat pH-értéke kb. 2,2. Nincs benne hangyasav! Csak a szájon kívül használjuk. Ne freccsenjen a szemünkbe, a bőrünkre vagy a ruhánkra.

### **Megjelölés a veszélyes anyagokról szóló rendelet szerint:**

Marási sérüléseket okoz. Szembe jutás esetén azonnal öblítsük ki a szemet bő vízzel, és forduljunk orvoshoz. Viseljünk alkalmas védőruhát, amikor vele dolgozunk. Viseljünk védőkesztyűt, védő-szemüveget vagy -álarcot. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal hívjunk orvost (ha lehet, mutassuk meg neki ezt a leírást). Csak akkor küldjük el újra-hasznosításra, ha minden maradékot is kiürítettünk.

Tartalma: 500 ml.