

beurer

IL 11

IL 21

H



H **Infravörös lámpa**
Használati utasítás

Alkalmazás

Ez az infravörös sugárzó kizárólag emberi test besugárzására alkalmazható.

Az infravörös fénysugárzás útján hőt közöl az emberi szervezettel. A besugárzott bőrfelületen fokozódik a véráramlás, és a megnövelt hőmérsékletű területen növekszik az anyagcsere forgalom. A testet az infravörös fény hatásmódja gyógyulásra serkenti; a gyógyulás folyamata célzottan segíthető elő.

Az infravörös fény kiegészítő terápiaként alkalmazható pl. a fül, orr és gége megbetegedése esetén, valamint az arcés szépségápolás elősegítésére, elsősorban nem tiszta bőrön.

Használat előtt kérje ki háziorvosa véleményét, hogy az adott esetben az alkalmazás gyógyászatilag indokolt-e.

Használat

A készülék használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot. Használat előtt ellenőrizze, hogy az infravörös sugárzó teljesen be van-e csavarozva. Mindig ügyeljen a készülék biztonságos és vízszintes elhelyezésére.

Az infravörös sugárzó és a besugárzott testrész között a távolság nem haladhatja meg a következő értékeket:

IL11: legalább 60 cm, **IL21:** legalább 80 cm

Amikor az arcát sugározza, hunyja be a szemét! A kezelés időtartama legfeljebb 12 perc lehet!

Javasoljuk, hogy kezdetben válasszon rövidebb besugárzási időt.

Egyes felhasználók azonban a készülék helyes használata mellett is túlérzékenységgel vagy allergiás tünetekkel (pl. fokozott bőrpír, hólyagosodás, viszketegség, erős izzadás) reagálhatnak a hő-be-sugárzásra.

Rendszeresen ellenőrizze a bőrén a besugárzás helyét!

Túlérzékenység vagy allergiás tünetek esetén azonnal hagyja abba a besugárzást, és forduljon orvoshoz.

A készülékhez állítható lámpaerő tartozik. A négy használati pozíció lehetővé teszi az infravörös sugárzó egyéni, a használathoz igazodó beállítását. A 5 döntési pozíció lehetővé teszi, hogy egyéni-leg és igényének megfelelően állítsa be az infrasugárzót.

Tisztítás/az infravörös sugárzó cseréje

Minden tisztítás előtt és az infravörös sugárzó cseréje esetén a készüléket ki kell kapcsolni, le kell választani a hálózatról és meg kell várni, amíg kihűl.

A készülék nedves ronggyal tisztítható. Ügyeljen arra, hogy víz ne hatolhasson a készülék belsejébe. Csak akkor vegye ismét használatba a készüléket, ha az teljesen száraz.

Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy az infravörös sugárzót csak eredeti típusúra szabad kicserélni.

Készülék: Pótsugárzó/típus: Műszaki adatok: Jelmagyarázat:


IL 11 Infrared R95 E (100 W)


230V ~ 50 Hz

 Figyelem – kérjük, olvassa el a használati utasítást!

IL 21 Infrared PAR 38 E (150 W)

230V ~ 50 Hz

 B típus

 II-es védelmi osztályba tartozó készülék.

Fontos utasítások – őrizze meg későbbi használatra

Tanulmányozza át alaposan az utasításokat, és tegye mások számára is hozzáférhetővé őket, akik a készüléket használják.

- A lámpaház és az infrasugárzó használat közben erősen felmelegszik. Érintés esetén égésveszély áll fenn! Először mindig hagyja lehűlni a lámpát, mielőtt hozzáér!
- A készülék használata előtt mindennemű csomagolóanyagot el kell távolítani.

- A készüléket csak a típustáblán feltüntetett hálózati feszültségre szabad csatlakoztatni.
- Az arc besugárzásakor mindig hunyja be a szemét, hogy elkerülje a szem sérülését (ne nézzen közvetlenül az infravörös fénybe).
- A készüléket hőre érzékeny személyek nem használhatják.
A hőérzet a következő esetekben mérséklődhet vagy fokozódhat:
 - diabétesz betegeknél,
 - aluszékony, demenciás vagy koncentrációs zavarokban szenvedő betegeknél,
 - kóros bőrelváltozásban szenvedő betegeknél, az alkalmazási területen heges bőrfelülettel rendelkező személyeknél,
 - allergiás személyeknél,
 - gyermekek és idősek esetén,
 - gyógyszerek beszedése vagy alkohol fogyasztása után,
- Akut gyulladásos folyamatok esetén csak az orvossal való megbeszélés után végezze el a besugárzást!
- Minden esetben mérsékelje az alkalmazás időtartamát, és vizsgálja meg bőrének reagálását.
- Gyógyszerek, kozmetikumok vagy élelmiszerek esetén bizonyos körülmények között a bőr túlérzékenyé válhat vagy allergiás tünetekkel reagálhat. Ilyen esetekben a kezelés azonnal abba kell hagyni.
- A készülék tartós üzemeltetése mellett fokozott óvatosság és odafigyelés javasolt – használat közben nem szabad elaludni!
- Fájdalomcsillapító és nyugtató szerek beszedése, valamint alkohol fogyasztása után ne használja a készüléket, mert lehet, hogy csökkent az Ön hőérzete. A készülék használatával kapcsolatban kérje ki orvosa véleményét.
- A túl sok ideig tartó használat során a bőr égési sérüléseket szenvedhet.
- Ha a hálózati vezeték be van dugaszolva, az infravörös sugárzót megfogni vagy kicsavarozni tilos.
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékekkel kapcsolatban előforduló veszélyeket. Vigyázzon, hogy a készüléket gyermekek felügyelet nélkül ne használhassák.
- A készülék csak felügyelet mellett üzemelhet.
- A felmelegedett készüléket nem szabad be- vagy lefedni vagy csomagolva tárolni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét és várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt hozzányúlna.
- Az infravörös sugárzó és éghető anyagok között legyen legalább 1,0 m távolság. Ne függessze a készüléket a falra vagy a mennyezetre. Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, nem szabad nedves kézzel megérinteni, és víz sem freccsenhet rá. A készüléket csak teljesen száraz állapotban szabad üzemeltetni.
- Védje a készüléket erős ütésektől.
- A hálózat dugaszt ne húzza ki a falból a hálózati vezetéknél fogva.
- Ha a készülék vagy a hálózati vezeték megsérül, forduljon a Beurer vevőszolgálathoz vagy a kereskedőhöz, mivel a javításhoz speciális szerszámokra van szükség.
- A világítótestekre nem adunk garanciát.
- Csak akkor garantált a teljes áramtalanítás, ha a villásdugó ki van húzva a dugaszolóaljzatból.

Leselejtesés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervezethez.



