



Modello Felicitas / BM 702 Manuale per l'uso



Indice

1. Condizioni d'impiego.....	Pagina 2
2. Messa in funzione.....	Pagina 2
3. Funzione di pesatura.....	Pagina 3
4. Dati tecnici.....	Pagina 3
5. Garanzia.....	Pagina 3

✂-----

Certificato di garanzia: 3 anni sulla bilancia pesapersona meccanica

• Mittente

• Motivo del reclamo

• Data di acquisto

In caso di reclamo, vi preghiamo di restituire questo certificato insieme allo scontrino fiscale al vostro

Vi ringraziamo per aver scelto questa bilancia pesapersone di alto pregio.

Prima di usare la bilancia per la prima volta, vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale per l'uso e di conservarlo poi accuratamente, in modo che possa essere sempre facilmente consultato quando necessario.

1. Condizioni d'impiego

Pesarsi possibilmente senza vestiti. Effettuare la pesatura sempre alla stessa ora del giorno. Dal momento che il corpo è soggetto a variazioni naturali (p.es. in caso di disidratazione durante la pratica di sport o dopo essere stati in una sauna, dopo aver assunto cibi o bevande), occorre pesarsi mantenendo condizioni possibilmente costanti, in modo da poter confrontare i valori rilevati.

La ditta ADE non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso della bilancia da bagno, né per rivendicazioni da parte di soggetti terzi. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Questo prodotto non è indicato per l'uso professionale in ospedali o strutture sanitarie.

2. Messa in funzione

Prima di inaugurare l'uso della bilancia, accertarsi che la confezione o l'apparecchio non siano danneggiati. La bilancia non può assolutamente essere utilizzata se è danneggiata. In questi casi vi preghiamo di rivolgervi immediatamente a noi: il nostro personale sarà lieto di aiutarvi.

Avvertenze di sicurezza

L'utilizzo di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini inclusi) con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza/conoscenze, a meno che non vengano assistite o istruite sull'uso della bilancia dalle persone incaricate della loro sicurezza. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.



Posizionare la bilancia su una base piana e robusta (piastrelle, parquet, ecc.). Se la bilancia viene posizionata sulla moquette o su un tappeto, possono verificarsi errori di misurazione.



Per evitare che la bilancia si rovesci, salire sempre al centro del piatto.



Attenzione! Pericolo di scivolare con piatto o piedi bagnati.



Evitare la caduta di oggetti sulla bilancia, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Pulire la bilancia solo con un panno umido. Evitare l'uso di prodotti solventi o abrasivi. Non immergere la bilancia in acqua.

3. Funzione di pesatura

1. Nella parte inferiore della bilancia, c'è una piccola rotella per impostare con precisione lo zero. Accertarsi che la lancetta del peso (con bilancia non caricata) si trovi esattamente sullo "0".
2. Posizionarsi al centro del piatto. Rimanere tranquillamente in piedi e non tenersi a nessun sostegno. Sulla scala verrà visualizzato il peso rilevato.

4. Dati tecnici

Portata x divisione: max. 160 kg x 1000 g
Dimensioni: 275 mm x 345 mm x 113 mm

Con riserva di modifiche tecniche indotte dallo sviluppo tecnologico

5. Garanzia

Per un periodo di 3 anni a partire dalla data di acquisto, ADE garantisce l'eliminazione gratuita (riparazione o sostituzione) di eventuali vizi riconducibili a difetti del materiale o di fabbricazione. All'atto dell'acquisto vi preghiamo di far compilare e timbrare il certificato di garanzia dal rivenditore. In caso di reclamo, restituire la bilancia insieme al certificato di garanzia al vostro rivenditore, specificando il motivo del reclamo.

Cordiali saluti
ADE (GmbH & Co.)