



Infrardeča svetilka Beurer, 100 W
Št. izdelka: 860307

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi ta navodila za uporabo.

Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali.

UPORABA

Infrardeča svetilka je namenjena obsevanju človeškega telesa. Izredno močna toplota, ki jo oddaja, pospešuje prekrvavitev in s tem pomaga telesu, da se regenerira in sprosti napete mišice. Telo spodbuja k zdravljenju, zdravilni procesi so ciljno podprti. Infrardeča svetloba je npr. lahko uporabljena kot spremljevalna terapija pri zdravljenju boleznih grla, nosu in ušes ali pa kot podpora lepotilni negi in negi obraza, še posebej pri nečisti koži.

Pred uporabo infrardeče svetilke se obvezno posvetujte z vašim osebnim zdravnikom.

PRAVILNO RAVNANJE

Pred prvo uporabo s svetilke odstranite ves ovojni material. Preverite tudi, če je infrardeča žarnica dobro privita. Vedno pazite, da je svetilka postavljena na stabilno in ravno površino. Razdalja med infrardečo svetilko in obsevanim delom telesa ne sme preseči naslednjih vrednosti:

IL 11: najmanj 60 cm

IL 21: najmanj 80 cm

Pri obsevanju obraza imejte vedno zaprte oči! Priporočena doba posamezne terapije znaša **največ 12 minut!** Za začetek vam priporočamo manj časa trajajoče terapije.

Koža nekaterih ljudi je lahko kljub pravilni uporabi preobčutljiva na toplotno obsevanje (pojavi se npr. močna rdečica, mehurčki, srbenje, močno potenje, alergijske reakcije,...). Obsevani del telesa zato stalno nadzorujte, v primeru preobčutljivostnih znakov ali alergijskih reakcij pa z obsevanjem nemudoma prenehajte in poiščite zdravniško pomoč.

Svetilka razpolaga z nastavljivim senčnikom. 5 različnih pozicij nagnjenosti omogoča prilagoditev svetilke individualnim potrebam.

ČIŠČENJE/MENJAVA INFRARDEČE ŽARNICE

Pred vsekim čiščenjem in pred menjavo infrardeče žarnice svetilko izklopite iz omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi.

Svetilko lahko očistite s krpo, ki ste jo rahlo navlažili z vodo. Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte čistilnih sredstev. Svetilko lahko uporabite (vklopite) šele, ko se popolnoma posuši.

Pazite, da v notranjost svetilke ne zaide voda!

Uporabljajte le originalne infrardeče žarnice:

Svetilka	Nadomestna žarnica/tip	Tehnični podatki	Razlaga znakov
IL 11	Infrardeča R95E (100W)	230V ~ 50 Hz	⚠ Pozor – obvezno preberite navodila za uporabo!
IL 21	Infrardeča PAR 38 E (150W)	230V ~ 50 Hz	

POMEMBNI NAPOTKI

Pred uporabo obvezno preberite spodnja opozorila!

- Ohišje svetilke in infrardeča žarnica se med delovanjem močno segrejeta, zato se ju ne dotikajte (nevarnost opeklin) prav tako pa pazite, da ne prideta v stik z lahko vnetljivimi površinami. Nevarnost požara!
- Pred prvo uporabo s svetilke odstranite ves ovojni material!
- Svetilko lahko priklopite zgolj na napetost, navedeno na etiketi.
- Pri obsevanju obraza imejte vedno zaprte oči ter se na ta način izognite morebitnim poškodbam oči (prav tako nikoli ne glejte direktno v infrardečo svetlobo)!
- Svetilke ne uporabljajte, če ste občutljivi na vročino.
Občutljivost na vročino je lahko zmanjšana ali povečana:
 - pri bolnikih z diabetesom,
 - pri ljudeh, ki so stalno zaspani, dementni ali imajo težave s koncentracijo,
 - pri ljudeh s spremembami na koži, ki so posledica bolezni,
 - pri ljudeh, ki imajo na območju uporabe infrardeče svetlobe brazgotine,
 - pri ljudeh z alergijami,
 - pri otrocih in starejših osebah,
 - po zaužitju zdravil ali alkohola.
- Pri akutnih vnetnih procesih lahko obsevanje izvajate šele po temeljitem pogovoru z osebnim zdravnikom ali specialistom.
- Čas trajanja obsevanja vedno omejite, prav tako ves čas skrbno opazujte reakcije na koži.
- Predolgo obsevanje lahko vodi do opeklin na koži!
- Zdravila, kozmetični preparati in določena živila lahko v določenih okoliščinah vodijo do preobčutljivosti ali alergijskih reakcij na koži. V takšnem primeru z obsevanjem nemudoma prenehajte.
- Uporaba svetilke terja posebno previdnost in zbranost – pazite, da med obsevanjem ne zaspate.
- Ko je svetilka priključena v omrežje, se ne dotikajte žarnice, prav tako pa jo ne skušajte odviti. Nevarnost opeklin!
- Otroci ne poznajo nevarnosti, povezane z električnimi aparati, zato poskrbite, da svetilke ne bodo uporabljali brez vašega nadzorstva.
- Nad delovanjem svetilke je obvezen stalen nadzor.
- Kadar svetilke ne uporabljate, jo obvezno izklopite iz električnega omrežja.
- Ko je svetilka segreta, jo ne prekrivajte, prav tako pa je tudi ne pospravljate v embalažo. Prej naj se popolnoma ohladi.
- Lahko vnetljivi predmeti naj bodo od svetilke oddaljeni najmanj 1 meter. Svetilke ne obešajte na strop ali na steno.
- Ko je svetilka priklopljena na omrežje, se je ne dotikajte z vlažnimi rokami, saj nanjo ne sme priti voda. Svetilka lahko deluje le v popolnoma suhem okolju.
- Svetilko varujte pred močnimi sunki in udarci.

- Vtiča nikoli ne odstranjajte iz omrežne vtičnice tako, da bi pri tem vlekli za kabel. Vedno primite z eno roko za vtič in z drugo roko za vtičnico.
- Svetilko redno pregledujte pred morebitnimi poškodbami. Če najdete poškodbe na kablu ali ohišju, se obrnite na strokovnjaka po pomoč.
- Žarnice so izzvezete iz garancije.

ODLAGANJE



Svetilko po odsluženi življenjski dobi odložite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (za več informacij se obrnite na vašo lokalno skupnost). Odlaganje električnih naprav med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano!



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____
Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.