



- 1 Preveleka vložka (znotraj)  
2 Tipka vklop/izklop  
3 Tipka za temperaturne stopnje  
4 Prikaz in kontrolna lučka  
5 Tipka za čas obratovanja

## Razlaga znakov

Grelnika nog ne uporabljajte v stisnjem stanju ali zložene!

V grelnik nog ne zabadajte igel!

Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let!

**IPX1** Zaščiten pred kapljajočo vodo

Grelnik nog uporabljajte samo v zaprtih prostorih!

Preveleka vložka je dovoljeno prati pri najv. 30 °C ob uporabi programa za nežno pranje!

Ne belite!

Grelnika za noge ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju! Preveleko je dovoljeno sušiti v sušilnem stroju!

Grelnika nog ni dovoljeno likati! Preveleko lahko likamo samo pri nizki temperaturi!

Prepovedano kemično čiščenje!

**POMEMBNO!**  
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe naprave.

**⚠ OPOZORILO**  
Upoštevajte varnostna opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika.

**⚠ POZOR**  
Ta navodila morate upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

**i OPOMBA**  
Te opombe vam nudijo koristne dodatne informacije za namestitve ali delovanje.

Zaščitni razred II **LOT** Številka LOT

Proizvajalec

**SI Varnostni napotki**

**Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.**



- Pred vsako uporabo skrbno preverite, ali ima grelnik za noge znake obrabe in/ali je obrabljen in/ali poškodovan.
- Ne uporabljajte ga, če ugotovite, da je obrabljen, poškodovan, ali so prisotni znaki nepravilne uporabe na grelcu za noge, stikalu ter kablju, temveč ga vrnite dobavitelju.
- Pred priključkom naprave na omrežno napajanje se prepričajte, da je izklopljena in, da električna napetost na nalepki ustreza vaši omrežni napetosti.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v vklopljeno časovno uro.
- Grelnica za noge ne uporabljajte v prepognjenem ali zvitem stanju.
- Na grelnik za noge ne nameščajte varnostnih sponk, drugih koničastih ali ostrih predmetov in je ne prebadajte.
- Naprava je primerna samo za zasebno uporabo v gospodinjstvu.
- Ta grelnik za noge ni namenjen klinični ali komercialni uporabi.
- Grelnik za noge uporabljajte samo v namen, naveden v navodilih za uporabo.
- Naprave ne smejo uporabljati malčki, invalidne osebe ali osebe, ki bi na njej zaspale, kot tudi ne osebe, ki niso občutljive na vročino in se ne odzovejo na pregrevanje telesa.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 3 let, saj niso sposobni reagirati na pregrevanje telesa.
- Grelnice očeje ne smejo uporabljati otroci, starejši od 3 let. Navedeno ne velja, če je stikalno enoto pred tem nastavil starš ali oseba, ki pazi na otroka ali pa je bil otrok o varni uporabi stikalne enote zadostno poučen.
- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, kadar so pod nadzorom ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave in tveganjih, ki izhajajo iz tega.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odraslih oseb.
- Naprave na uporabljajte za živali.
- Grelnica za noge nikoli ne uporabljajte brez nadzora.
- Med delovanjem grelnice za noge ne zaspate.
- Med uporabo grelnice za noge ne nosite čevljev, saj lahko to zmanjša vašo občutljivost za vročino in onesnaži grelnik za noge.
- Predolga uporaba grelnika za noge z visoko nastavitvijo lahko povzroči opekline.
- Grelnika za noge ne uporabljajte v postelji.
- Grelnika za noge ne uporabljajte v vlažnem stanju in vlažnem okolju. Grelnik za noge lahko šele uporabljate, ko se v celoti posuši.
- Stikalno in dovodni kabli ne smejo biti izpostavljeni vlagi kakršnekoli vrste.
- Ne segajte po grelniku za noge, ki je padel v vodo. Takoj izvilcete omrežni vtič.

- Stikalna in kabla med delovanjem grelnika za noge ne polagajte nanj ali pod njega ali ga na kak drug način prekrivajte.
- Na grelnik za noge ne polagajte nikakršnih virov toplote (npr. termofojev).
- Omrežnega kabla ne približujte vročim površinam.
- Na grelnik za noge ne polagajte nikakršnih velikih in težkih predmetov (npr. kovčkov, itd.), ne glede na to ali je naprava vklopljena ali izklopljena.
- Grelnika za noge nikoli ne držite za kabel, nikoli ne vlecite ali vrtite kabla, ki ga napaja, kot ga tudi ne ukleščite.
- Če naprave ne uporabljate, izvilcete omrežni vtič iz vtičnice.
- V primeru motnje grelnika za noge ne popravljajte sami. Popravilo sme opraviti samo pooblaščen trgovec ali oseba z ustreznimi kvalifikacijami.
- Poškodovanega napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je omrežni kabel poškodovan, je treba grelnik za noge odložiti med odpadke.
- Če želite grelnik za noge shraniti morate najprej pustiti, da se ohladi, preden ga zložite skupaj. Ko grelnik shranite, nanj ne odlagajte predmetov, da se izognete ostrim pregibom.
- Če imate pomisleke zaradi vašega zdravja, se pred uporabo grelnika za noge posvetujte s svojim zdravnikom.
- Grelnika za noge ne uporabljajte, če so vaše noge otečene, vnate ali poškodovane.
- Če imate med uporabo neprijeten občutek ali začutite bolečino, izdelek nemudoma prenehajte uporabljati.

**Obseg dobave in embalaža**

Prosimo, najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali servisno mesto.

V obseg dobave sodijo:

- 1 medisana grelnik za noge **FWS** s prevleko vložka in vklopno enoto
- 1 navodila za uporabo

Embalažo lahko znova uporabite ali reciklirate. Prosimo vas za pravilno odstranitev embalaže, katere več ne potrebujete. Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na vašega prodajalca.

**⚠ OPOZORILO**

**Pazite, da embalažna folija ne pride v roke otrok! Obstaja nevarnost zadušitve!**

**Delovanje**

Vedno se prepričajte, da grelnik za noge ni prepognjen ali zložen, kadar ga uporabljate. Grelnik za noge uporabljajte vedno samo skupaj s prevleko za vložek ❶!

1. Vzpostavite električno povezavo. Kontrolna lučka na prikazu ❷ zasveti.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop ❸, da napravo vklopite. Kontrolna lučka ugasne in pojavi se prikaz „1“ (za temperaturno stopnjo 1) ❹.
3. Sedaj lahko s tipko za nastavitve temperature ❶ s ponovnim pritiskom nastavite eno od 6 temperaturnih stopenj, pri čemer je temperaturna stopnja 6 tista z najvišjo stopnjo ogrevanja.
4. Za predhodno nastavitve časa delovanja uporabite tipko za čas delovanja ❺. S ponovnim pritiskom lahko predhodno nastavite z 1 (ena ura) do 6 (6 ur). Trenutno nastavljen določen čas se ob pritisku tipke za čas delovanja ❺ prikaže skupaj s kontrolno lučko na prikazu ❹ za nekaj sekund. Nato se ponovno prikaže stopnja temperature (brez kontrolne lučke).
5. Po poteku predhodno nastavljenega časa obratovanja se naprava samodejno izklopi. Izklopite pa ga lahko tudi kadarkoli ročno s pritiskom na tipko vklop/izklop ❷.

Če grelnika za noge ne uporabljate, potem izvilcete vtič iz vtičnice.

**⚠ OPOZORILO**

- Če grelnik za noge deluje, se lahko vklopna enota rahlo segreje. Zato te ni dovoljeno prekrivati ali je polagati na grelnik za noge tako dolgo, dokler je naprava vklopljena.
- Pri testiranju ogrevanja grelnika za noge se ne zanašajte na občutek v vaših rokah. Roke so bistveno manj občutljive na vročino v primerjavi s preostalo površino telesa. Temperatura, katero na rokah občutite kot milačno toplo, je lahko na nogah že zelo neprijetno vroča.
- Upoštevajte, da grelnika za noge ni dovoljeno uporabljati naprej, po tem, ko je prišlo do napake, ki ne zagotavlja več varnosti obratovanja naprave.

**Čiščenje in nega****Grelnik za noge**

Električni grelnik za noge ohranite čist, saj ga ni dovoljeno prati in tudi ne kemično čistiti. Pred čiščenjem grelnika za noge vedno izvilcete omrežni vtič iz vtičnice in pustite, da se ohladi. Grelnik za noge lahko na suho očistite z mehko krtačo. Manjše madeže lahko odstranite s krpo ali rahlo navlaženo krpo, morebiti z uporabo blagega tekočega čistila. Grelnika nog ni dovoljeno zmočiti. Če se navlaži, ga je treba posušiti na zraku. Grelnik za noge hranite na suhem mestu, brez, da bi na njem karkoli skladiščili.

**Prevleka vložka (znotraj) ❶**

Prevleko vložka je treba pred čiščenjem odstraniti iz grelnika za noge. Prevleko lahko očistite z vlažno krpo ali v skladu z navodili za nego na etiketi (30° nežno pranje). Uporabite samo čistila, ki ne vsebujejo topil. Grelnik za noge uporabite šele, ko sta prevleka in naprava popolnoma suhi.

**Napotki za odstranjevanje**

Naprave ne smete odstraniti med gospodinjne odpadke. Vsak uporabnik je dolžan oddati vse električne in elektronske naprave na zbirno mesto v domačem kraju ali vrniti v trgovino, da bodo lahko odstranjeni na okolju prijazen način.

V zvezi z odstranitvijo se obrnite na vaš lokalni komunalni organ ali vašega trgovca.

**Tehnični podatki**

Naziv in model :	medisana grelnik za noge <b>FWS</b>
Električno napajanje:	220-240 V~ 50 Hz
Ogrevanje:	najv. 100 W
Stopnje vklopa:	1 do 6
Mere :	pribl. 30 (D) x 30 (Š) x 23 (V) cm
Teža :	pribl. 580 g
Dolžina napajalnega kabla:	pribl. 2 m
Štev. artikla:	60258
Koda EAN:	40 15588 60258 0

**Zaradi sprotih izboljšav izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih in vizualnih sprememb izdelka.**

Trenutno veljavno različico teh navodil si oglejte na [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Garancijski pogoji in pogoji za popravila**

V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa.

Veljajo naslednji garancijski pogoji:

1. Na medisana izdelke zagotavljamo 3 leta garancije od dneva prodaje. V primeru garancijskega zahtevka, se datum nakupa dokazuje s potrdilom o datumu nakupa in računom.
2. Okvare zaradi napak materiala ali izdelave bodo brezplačno odpravljene v garancijskem času.
3. Garancijska storitev ne pomeni, da se garancijski čas podaljša. Ta se namreč ne podaljša niti za napravo niti za zamenjane elemente.
4. Iz garancije je izključeno naslednje:
  - a. Škoda, ki je posledica nepravilnega ravnanja z napravo ali neupoštevanja navodil za uporabo.
  - b. Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupca ali nepooblaščenih oseb.
  - c. Škoda, ki je nastala med potjo od proizvajalca do uporabnika, ali škoda, ki je posledica pošiljanja na servisno mesto.
  - d. Dodatni deli, ki so izpostavljeni običajni obrabi.
5. Jamstvo za posredno in neposredno posledično škodo, ki jo je povzročila naprava, je izključeno tudi takrat, ko se škoda na napravi prizna kot garancijski primer.

medisana GmbH  
Carl-Schurz-Str. 2  
41460 NEUSS  
NEMČIJA

Naslov enote za popravila se nahaja na ločeni, priloženi dokumentaciji.