

EM- 070 Ultraljudsvättmedel

Svensk instruktionsmanual

Användning

EM- 070 är ett rengöringsmedel avsett för användning i ett så kallat ultraljudsbad. EM- 070 rengör effektivt tandteknisk utrustning såsom tandproteser och tandställningar. Med hjälp av ultraljudsvätt kan alla typer av oönskad smuts effektivt avlägsnas.

EM- 070 är även lämplig för rengöring av cement- och plastföremål. Kan även användas för att tvätta föremål av rostfritt stål, porslin och syntetiska material.

Dosering

Tillsätt cirka 5 ml (1%) av EM- 070 till 0,5 liter vatten. För hårt smutsade föremål, använd något mer av lösningen. Den medföljande måttkapsylen innehåller cirka 8 ml. När rengöringen är färdig, skölj de rengjorda föremålen med noggrant med vatten.

Innehållsdeklaration

Innehåll: Tensider, fosforsyra och citronsyra
PH värde för 1% av lösningen: 2,05

Säkerhetsföreskrifter

Undvik kontakt med mun, ögon, hud eller klädesplagg.
Kan orsaka brännskador.
Förvaras oåtkomligt för barn.

UBA-No 46180001