

Instrucciones de uso. ¡Lea atentamente!

¡Muchas gracias por su confianza y enhorabuena!

Acaba de adquirir un producto de calidad de MEDISANA, una de las marcas líderes del mercado de la salud.

Para obtener el resultado deseado y poder disfrutar durante mucho tiempo de su termómetro FTC de MEDISANA, le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de utilización y cuidado de este producto.

MEDISANA AG



ARTICULOS SUMINISTRADOS

En primer lugar compruebe si el aparato está completo.

El suministro realizado deberá contener:

- El termómetro FTC de MEDISANA
- Una pila AG3 o LR41 (ya integrada)
- Un estuche
- Instrucciones de uso

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. El termómetro contiene piezas pequeñas que los niños podrían llevar a la boca, por lo que ha de mantenerse siempre fuera del alcance de los niños.
2. Utilice el termómetro sólo para medir la temperatura corporal.
3. Este termómetro no es apto para el uso comercial.
4. En caso de avería, no efectúe usted la reparación y deje de utilizarlo. Consulte con su proveedor especializado, y utilice el servicio de MEDISANA para efectuar las reparaciones precisas.
5. Observe las indicaciones de conservación y utilización indicadas para prolongar la duración del termómetro FTC de MEDISANA.

LO QUE HAY QUE SABER PARA MEDIR LA TEMPERATURA CON EL TERMOMETRO FTC DE MEDISANA

¿Qué es la fiebre?

Nuestra temperatura corporal normal oscila entre los 36 °C y los 37,5 °C. Dependiendo del momento del día y del estado del cuerpo (por ejemplo, durante el ciclo menstrual de una mujer) es muy habitual que se produzcan variaciones. Cuando la temperatura corporal supera los 38 °C, podremos hablar de fiebre, en caso de que la fiebre supere los 39 °C y no descienda transcurridos 1 ó 2 días, deberá acudir al médico.

Mida la fiebre con rapidez y exactitud

Las enfermedades que producen fiebre están asociadas normalmente al cansancio, a los dolores musculares, a las tiritas y a los escalofríos. La mejor forma de controlar la evolución de la enfermedad consiste en medir la fiebre entre 2 y 3 veces al día en intervalos de entre 4 y 6 horas. La medición debería realizarse siempre en la misma zona del cuerpo y aproximadamente a la misma hora del día, para poder comparar los resultados. Con el termómetro FTC de MEDISANA podrá determinar la temperatura del cuerpo con gran rapidez y facilidad. Prácticamente desaparecen los fallos más frecuentes, como los períodos de medición demasiado cortos. La temperatura se puede medir en las siguientes zonas del cuerpo:

1. Debajo de la lengua (oral)
2. En la axila (axilar)
3. En el ano (rectal)

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Extraer o introducir la pila:

El termómetro FTC de MEDISANA está listo para su utilización inmediata, puesto que ya incluye una pila. Sin embargo, si transcurrido un tiempo de funcionamiento aparece en la parte derecha de la pantalla el símbolo "P" deberá introducir una pila nueva. Para ello, abra la tapa 4, y extraiga el compartimento de la pila aprox. 18 mm del termómetro. Sacar la batería utilizando un pequeño destornillador y reemplazarla por una nueva del mismo tipo. Observe que los polos de la pila están correctamente colocados (el polo "+" debe quedar a la vista). Volver a cerrar correctamente la tapa del compartimento portapilas.

UTILIZACION

Medición

Encienda el termómetro pulsando el botón de inicio 3. Todos los símbolos del indicador aparecen durante aproximadamente dos segundos y se oye una breve señal. A continuación, en el display LCD 2 se visualizará brevemente el último valor registrado (incluyendo una pequeña "M" en el borde derecho del display). Si la temperatura es inferior a 32 °C, aparece una "Lo" y una "C" parpadeando en el indicador LCD 2. El termómetro FTC de MEDISANA estará listo para efectuar la medición. Coloque la punta sensora 1 oral, axilar o rectal. El termómetro inicia automáticamente la medición. La temperatura actual se mostrará continuamente. En cuanto finaliza la medición, suenan 10 pitidos de aviso y en el display 2 se visualiza la temperatura registrada. Cuando el termómetro determina una temperatura superior a 37,7°C, suena una alarma de fiebre en forma de 10 sonidos bip triples. El termómetro se apaga automáticamente transcurridos 8 minutos de la medición. Sin embargo, para prolongar la duración de la pila, se recomienda que desactive el termómetro pulsando el botón de inicio 3 una vez leída la temperatura.

Medición en distintas partes del cuerpo

Con el termómetro FTC de MEDISANA podrá realizar mediciones de temperatura orales (en la boca), axilares (en la axila) y rectales (en el ano). Es completamente resistente al agua. Después de aproximadamente un minuto, suenan 10 breves pitidos de aviso y en el display 2 se visualiza el resultado de la medición. A continuación retire el termómetro. Para poder efectuar una medición exacta y fiable, deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones a la hora de colocar el termómetro:

MEDICION ORAL:

Coloque el termómetro con la punta sensora 1 debajo de la lengua y cierre la boca. Durante la medición, respire por la nariz para evitar que se generen valores incorrectos.

MEDICION RECTAL:

Para muchos pacientes, la medición rectal resulta desagradable, y sin embargo, el resultado obtenido con este método es muy exacto. Introduzca cuidadosamente la punta sensora 1 aproximadamente 3,5 cm en el recto.

MEDICION EN LA AXILA:

Antes de efectuar la medición, limpie la axila. Coloque el termómetro con la punta sensora 1 en la axila. Baje el brazo y presiónelo ligeramente contra el cuerpo durante el tiempo que dure la medición.

FUNCION DE MEMORIA

El termómetro FTC de MEDISANA dispone de una función de memoria que le permitirá consultar el valor de la última medición realizada. Encienda el termómetro pulsando el botón de inicio 3. Todos los símbolos del indicador aparecen durante aproximadamente dos segundos y se oye una breve señal. A continuación, en el display LCD 2 se visualizará brevemente el último valor registrado (incluyendo una pequeña "M" en el borde derecho del display).

LIMPIEZA Y DESINFECCION

El termómetro FTC de MEDISANA es resistente al agua, y se limpia y desinfecta muy fácilmente. Limpie el termómetro antes y después de cada medición con una toalla impregnada en una disolución de alcohol suave. También puede introducir el termómetro en una disolución desinfectante adecuada. Pida consejo a su proveedor especializado sobre los productos de limpieza más adecuados y su utilización.

DATOS TECNICOS

Nombre y modelo: Termómetro FTC
 Margen de medición: 32,0 °C - 42,0 °C
 Escala: 0,1 °C
 Exactitud de la medición: ± 0,1 °C (Desviación de la temperatura corporal real en el margen de medición de 35,5 °C a 42 °C) no extrapolable
 Duración: aprox. 2500 mediciones
 Condiciones de utilización: 10 °C hasta 40 °C
 Condiciones de conservación: -10 °C hasta +60 °C
 Dimensiones: 10 mm (al), 128 mm (l), 19 mm (an)
 Peso: 9,8 g
 Pilas: 1 micropila 1,5 V (tipo AG3 ó LR 41)
 Nº de artículo: 77030
 Código EAN: 40 15588 77030 2

CE 0297



El aparato se corresponde con la clase de protección B



Por favor lea las instrucciones de uso



Número de LOTE



Fabricante



Fecha de fabricación

La identificación CE se refiere a la directiva europea 93/42/EEC. El diseño y la fabricación se llevaron a cabo de conformidad con las siguientes normas europeas: EN 12470-3 (Termómetros clínicos), EN 980 (Símbolos gráficos utilizados en el etiquetado de productos sanitarios), EN 60601-1 (Requisitos de seguridad eléctrica para equipos médicos).

Compatibilidad electromagnética:

El aparato cumple las exigencias de la norma EN 60601-1-2 de compatibilidad electromagnética. Puede consultar a MEDISANA los detalles de estos datos medidos.

Debido a la constante evolución técnica del producto nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas y de diseño.

INDICACIONES PARA LA ELIMINACION



Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen substancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente. Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o depositelas en los recolectores de pilas de los comercios especializados. Más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

GARANTÍA

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio técnico en caso de una reclamación. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra.

En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:

1. Con relación a los productos de MEDISANA, se ofrece una garantía por un período de tres años a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.
2. Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma gratuita dentro del período de garantía.
3. La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.
4. Esta garantía no cubre:
 - a. todos los daños causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;
 - b. los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados;
 - c. los daños de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al consumidor o durante el envío al servicio técnico;
 - d. accesorios sometidos a un desgaste normal (pilas, etc.).
5. Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos causados por el dispositivo, aunque el daño en el dispositivo haya sido considerado como una reclamación justificada.

MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, ALEMANIA
 eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

In caso asistencia y para accesorios y piezas de repuesto, rivolgersi a:

MEDISANA HEALTHCARE, S.L.

Plaza Josep Freixa i Argemí, n.º 8 • 08224 Terrasa (Barcelona)
 Tel.: + 34 / 93 - 73 36 70 7 • Fax: + 34 / 93 - 78 88 65 5
 eMail: info@medisana.es • Internet: www.medisana.es