

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Um alle Vorzüge dieses Gerätes richtig zu nutzen, sollten Sie sich vor dem ersten Gebrauch unbedingt mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Bewahren Sie diese anschließend zur späteren Einsichtnahme gut auf.

Besonderheiten:

Die Pillenbox hilft Ihnen Ihre tägliche Medikamenteneinnahme zu organisieren und erinnert Sie mit den einstellbaren Alarm-Zeiten an die Einnahmezeiten.

Weitere Vorzüge der Pillenbox:

- Eingebaute Quarzuhr mit großer LCD-Anzeige (Ziffernhöhe: 13 mm).
- 5 Alarm-Zeiten sind pro Tag programmierbar. Einmal programmiert, wiederholen sich die Alarm-Zeiten täglich.
- Der Alarm erfolgt akustisch, vibrierend oder akustisch und vibrierend.
- Eine blaue Beleuchtung ermöglicht sicheres Bedienen auch in der Dunkelheit.
- **Die Pillenbox verfügt über eine Pulsmesseinrichtung.**


Sicherheitshinweise / Zweckbestimmung:

- Die Pillenbox enthält Kleinteile (Batterien, etc.), die von Kleinkindern verschluckt werden und damit lebensgefährlich werden könnten. Bewahren Sie deshalb das Gerät für Kleinkinder unerschwinglich auf. Wurde eine Batterie oder ein anderes Teil verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Sonnenlicht, Temperaturen über 50°C und vor eindringendem Wasser.
- Lassen Sie die Pillenbox nicht fallen, öffnen Sie das Gerät nur zum Batteriewechsel bzw. um den „Reset“ auszuführen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur als Pillenbox, jede andere Verwendung gilt als zweckfremd und ist hiermit im Namen des Herstellers untersagt.

Hinweise zur Entsorgung

- Die beliegenden Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in ein Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie in kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.
- Wenn das Gerät eines Tages ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll. In Ihrer Gemeinde gibt es sicher einen Wertstoff- oder Recyclinghof, der eine sachgerechte Entsorgung übernimmt.

Das Gerät



Einsetzen bzw. Erneuern einer verbrauchten Batterie

Die Pillenbox wird mit zwei Batterien betrieben.


Die Lithium-Batterie CR 2025 versorgt die Uhr und die Pulsmessung, eine AAA-Batterie (LR03, R03) ist für die Alarm-Funktionen (akustisch, vibrierend oder akustisch und vibrierend) und die Beleuchtung der LCD-Anzeige notwendig.

Die CR 2025 ist bereits eingelegt. Die AAA-Batterie ist vor der Inbetriebnahme der Pillenbox in das Batteriefach (Einbaulage beachten!) einzulegen.

Zum Batteriewechsel bzw. zum Einlegen der AAA-Batterie öffnen Sie die Pillenbox indem Sie den Schieber „OPEN“ an der Seite des Gerätes in Richtung des Pfeils schieben. Damit lösen Sie die Arretierung zwischen Ober- und Unterteil des Gerätes und können beide Hälften voneinander trennen. Das

Batteriefach im Oberteil ist jetzt zugänglich. Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Einbaulage!

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die LCD-Anzeige an Kontrast verliert (CR 2025), bzw. wenn die Beleuchtung oder der Alarm schwach wird (LR03, R03).



Einstellen der Uhrzeit

- Den Schiebescalter „HOLD“ an der Seite des Gerätes schieben Sie in die Stellung: HOLD ▶
- Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf die Taste „T-SET“ unterhalb der LCD-Anzeige.
- Auf der LCD-Anzeige erscheint **TSET** und die Stunden blinken.
- Durch Drehen des Zeiteinstellrings können Sie die Stunden einstellen.
- Drücken Sie erneut auf die Taste „T-SET“ und die Minuten blinken. Mit dem Zeiteinstellring stellen Sie die Minuten ein.
- Mit einem weiteren Druck auf die Taste „T-SET“ schließen Sie die Zeiteinstellung ab. Auf der LCD-Anzeige erlischt **TSET**.

Wenn Sie den Schiebescalter „HOLD“ in die Stellung HOLD ▶ schieben, sind alle Tasten ohne Funktion. D.h. der Schiebescalter „HOLD“ ist die Sicherung gegen unbeabsichtigte Tastenbedienung.

Einstellen der fünf Alarmzeiten

- Den Schiebescalter „HOLD“ an der Seite des Gerätes schieben Sie in die Stellung: HOLD ▶
- Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf die Taste „SET“ unterhalb der LCD-Anzeige.

Auf der LCD-Anzeige erscheint **ALSET** und die 1. Alarmzeit „1“ -:-“ blinkt.

- Durch Drehen des Zeiteinstellrings können Sie die erste Alarmzeit in 30-Minuten-Schritten einstellen.
 - Drücken Sie erneut auf die Taste „SET“ und Sie schließen das Einstellen der ersten Alarmzeit ab. Die nächste Alarmzeit „2“ -:-“ blinkt.
- Sie können die zweite (dritte, vierte und fünfte) Alarmzeit ebenso wie die erste Alarmzeit mit dem Zeiteinstellring einstellen oder falls Sie nur eine Alarmzeit benötigen mit der Taste „SET“ bis zur fünften Alarmzeit weiterschalten und mit einem weiteren Druck auf die Taste „SET“ schließen Sie die Alarmzeiteinstellung ab. Auf der LCD-Anzeige erlischt **ALSET**.

Nachdem Sie die Programmierung der Alarmzeiten beendet haben, schieben Sie den Schiebescalter „HOLD“ wieder in die Position HOLD ▶.


Rücksetzen aller Zeiten

Öffnen Sie die Pillenbox indem Sie den Schieber „OPEN“ an der Seite des Gerätes in Richtung des Pfeils schieben. Dann drücken Sie mittels eines Zahnstochers oder ähnlichem in die Öffnung „RESET“. Sofort werden alle Zeiten zurückgesetzt. Die Uhrzeit zeigt 12:00 und die Alarmzeiten „-:-“.



Befüllen der Pillenbox mit Medikamenten

Die Pillenbox hat an der Rückseite fünf nummerierte Fächer zur Aufnahme von Medikamenten. Durch Drehen der durchsichtigen Abdeckung können Sie die Fächer befüllen, bzw. Medikamente entnehmen.



Beleuchtung der LCD-Anzeige

Um die Beleuchtung der LCD-Anzeige für ca. 10 Sekunden einzuschalten, schieben Sie zuerst den Schiebescalter „HOLD“ in die Stellung:

HOLD ▶ und anschließend betätigen Sie die Licht-Taste „Light“.

Einstellen der Alarmart

Sie können mit dem Schiebescalter „BEEP VIB BEEP+VIB“ zwischen dem akustischen Alarm, dem Vibrationsalarm oder akustischem Alarm mit Vibration wählen. Das ist möglich, ohne den Schiebescalter „HOLD“ zu betätigen.



Der Alarm / Die Medikamentenentnahme

Bemerken Sie den Alarm, ist es Zeit, das Medikament aus dem zur Alarmzeit gehörendem Fach durch Drehen der durchsichtigen Abdeckung zu entnehmen. Das Drehen schaltet den Alarm ab und die Alarmzeit in der LCD-Anzeige erlischt. Dafür steht dann an der Stelle wieder „-:-“. Der Alarm ertönt bzw. vibriert ca. 30 Sekunden.

Verpassen Sie die Entnahme des Medikamentes erfolgt der Alarm im Abstand von 5 Minuten noch zweimal.

Wenn Sie das Medikament bis zu 15 Minuten vor der Alarmzeit entnehmen, bzw. die durchsichtige Abdeckung drehen, wird der Alarm unterdrückt.

Haben Sie eine Alarmzeit verpasst und das Medikament nicht entnommen bleibt zur Erinnerung in der LCD-Anzeige die Alarmzeit stehen.

Im Normalfall haben Sie alle Medikamente entnommen und alle Alarmzeiten auf der LCD-Anzeige haben in „-:-“ gewechselt. Täglich um 0:13 Uhr werden die eingestellten Alarmzeiten wieder aktiviert, so dass die Pillenbox am nächsten Tag wieder mit den vormals eingestellten Alarmzeiten arbeitet.

Die Pulsmesseinrichtung

Die Pillenbox verfügt zu Ihrer eigentlichen Funktion auch über eine Pulsmesseinrichtung. Sie können durch Ermittlung Ihrer Pulsfrequenz (Pulsschläge pro Minute) etwaige Medikamentenunverträglichkeit feststellen und Ihren Arzt konsultieren. **Verändern Sie auf keinen Fall von sich aus die von Ihrem Arzt verschriebene Dosierung von Arzneimitteln!**

Benutzen der Pulsmesseinrichtung

- Den Schiebescalter „HOLD“ an der Seite des Gerätes schieben Sie in die Stellung: HOLD ▶
- Drücken Sie kurz auf die Taste für die Pulsmessung „PULSE START“ an der Seite der Pillenbox. Auf der LCD-Anzeige erscheint ein Herz und „-:-“.
- Platzieren Sie eine Fingerkuppe auf den Sensor für die Pulsmessung so, dass das Herz zu blinken beginnt. Das Blinken symbolisiert, das Gerät hat einen verwertbaren Puls gefunden.
- Nach 15 bis max. 60 Sekunden wird Ihr Puls (Pulsschläge pro Minute) angezeigt.

Nachdem Sie die Pulsmessung beendet haben schieben Sie den Schiebescalter „HOLD“ wieder in die Position HOLD ▶.

Garantie

Für die Pillenbox „Vergiss nix“ gewähren wir eine Garantie von zwei Jahren. Während der Garantiezeit wird das defekte Gerät kostenlos instandgesetzt. Nach Ablauf der Garantiezeit können Sie ein defektes Gerät durch den Kundendienst kostenpflichtig reparieren lassen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung, Unfälle, Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung oder Änderungen am Gerät durch Dritte zurückzuführen sind. Unter die Garantie fallen nicht: Verpackung, Batterien und die Gebrauchsanweisung.

Technische Daten

Betriebsspannung	Uhrenfunktion, Pulsmessung: 3V (1 x CR 2025) Licht und Alarmfunktionen: 1,5V (LR03 oder R03)
Uhr	Quarzuhr (Genauigkeit +/- 20 Sek./Monat)
Alarm	akustisch, vibrierend oder akustisch & vibrierend
Anzahl Alarm/Tag	5
Medikamentenfächer	5
Anzeige	LCD-Anzeige mit 13mm Ziffernhöhe (Uhrzeit)
Abmessung	Ø 80 mm, Höhe 31 mm
Gewicht	96 g (inkl. Batterien, exkl. Medikamenten)
Pulsmessung	Anzahl der Pulsschläge pro Minute
Beleuchtung d. LCD-Anzeige	blau

Vertrieb und Kundendienst

WEINBERGER GmbH & Co. KG, Bergische Straße 11, D-42781 Haan

We congratulate you on the purchase of this quality product. To be able to make best use of all features of this product you should read these instructions carefully before you use the pill box for the first time. Keep this instruction leaflet in a safe place so you can consult it if you need to.

Features:

- The pill box helps you organize your daily drug taking duties and reminds you that the time has come to take the next pill.
- Other features of the pill box:
 - Integrated quartz timer with large LC display (13 mm character height).
 - Setting up to 5 alarm times a day. Once programmed, the alarm times are repeated daily.
 - The alarm is audible, vibrating and audible or only vibrating.
 - Blue lights make handling the pill box easy in darkness.
 - **The pill box has a heart rate monitor.**

Cautions / intended purpose:


- ◆ The pill box contains parts (batteries, etc.), which can be swallowed by small children and thus can be a direct danger. Therefore, store the pill box out of reach of children. If a child swallows a battery or other part, call a doctor immediately.
- ◆ Do not expose the pill box to direct sunlight or temperatures above 50°C, and protect it from water.
- ◆ Do not drop the pill box, and open it only for changing the battery or making a „Reset“.
- ◆ Please use the pill box only for pills. Any other purpose is forbidden by the manufacturer.



Disposal

- ◆ The batteries cannot be charged, do not try to taken them apart, do not throw them in fire or short them. Dispose of the batteries as prescribed. Battery dealers and municipal battery collection centers take back spent batteries free.
- ◆ If the pill box is no longer useful, do not throw it into the household garbage. Take it to a collection center for proper disposal.


The pill box



Installing and changing batteries

The pill box is powered by two batteries. The CR 2025 lithium battery powers the timer and the heart rate monitor, an AAA size battery (LR03, R03) is needed for the alarm functions (audible, vibrating or audible and vibrating) and the LCD light. The CR 2025 is already installed. The AAA battery must be installed in the battery compartment before the pill box can be used (mind correct polarity). For changing the battery or installing the AAA battery, open the pill box by pushing the „OPEN ▶“ slide at the side of the pill box in the direction of the arrow. This releases the lock between the top and bottom parts of the pill box and you can take the two apart. You find the battery compartment in the top half box. Make sure of the correct polarity of the batteries.

Change the battery when the LC display is getting dark (CR 2025) or the lighting lacks brightness or the alarm volume (LR03, R03).



Setting the time

1. Push the „HOLD“ slide at the side of the pill box to: HOLD ▶
2. Press the „T-SET“ button below the LC display for about 3 seconds.

- On the LC display, you will see **T.SET** and the hours blink.
3. Set the hours by turning the time setting ring.
 4. Press „T-SET“ again and the minutes blink. Set the minutes with the time setting ring.
 5. Another press on „T-SET“ completes the time setting. **T.SET** disappears.

If you shift the „HOLD“ slide to HOLD ▶, all buttons are without function, i.e., the „HOLD“ switch locks the buttons and prevents accidental setting.

Setting the 5 alarm times

1. Push the „HOLD“ switch at the side of the pill box to: HOLD ▶
2. Press „↓SET“ below the LC display for about 3 seconds. **ALSET** is displayed and the first alarm time „1 :- -“ blinks.
3. Turn the time setting ring to set the first alarm time in 30-minute steps.
4. Press „↓SET“ again to complete setting the first alarm time. The next alarm time „2 :- -“ blinks.

You can set the second (third, fourth and fifth) alarm times with the time setting ring in the same way as the first alarm time or if you need one alarm time only press „↓SET“ to advance to the fifth alarm time and complete the time setting by pressing „↓SET“ once more. **ALSET** disappears.

After you have completed the setting of alarm times, return the „HOLD“ switch to the position: HOLD ▶.

Resetting all times


Open the pill box by pushing „OPEN ▶“ at the side of the pill box in the arrowed direction. Then press a toothpick or a similar tool in the „RESET“ reset. This resets all times. The timer shows 12:00 AM and the alarm times „:- -“.

Placing pills in the box

The pill box has five numbered compartments for pills on the reverse. Turn the transparent cover to fill the compartments or take out the pills.

LCD lighting

To switch on the LCD lighting for about 10 seconds, at first push the „HOLD“ slide to: HOLD ▶ and press the „Light“ button.



Setting the alarm type

At the „BEEP VIB BEEP+VIB“ slide, you can choose between audible alarm, vibration alarm or combined audible and vibration alarm. This setting can be done without the „HOLD“ slide.



The alarm / removal of drugs

If you note an alarm, it is time to take the drug from the compartment for which the alarm has been programmed by turning the transparent cover. Turning the cover silences the alarm and the alarm time in the LC display disappears. The display again shows „:- -“. The alarm is sounded or vibrated for about 30 seconds.

If you forget to take the drug from the compartment, the alarm is repeated twice at 5-minute intervals.

If you take the drug from the compartment up to 15 minutes before the set alarm time or turn the transparent cover, the alarm is not sounded.

If you forgot an alarm time and the drug is still in the compartment, the alarm time remains set in the LC display as a reminder.

Normally, you remove all drugs, and all alarm times in the LC display go to „:- -“. At 12:13 AM every day the alarm settings are enabled again which ensures that the pill box uses the same time settings the next day again.

The heart rate monitor

The pill box also has a heart rate monitor. By measuring the heart rate ((heart beats per minute), you can detect drug incompatibility and consult your doctor. **Do not change the medication prescribed by your doctor without consulting him!**

Using the heart rate monitor

1. Set the „HOLD“ slide at the side of the pill box to: HOLD ▶
2. Briefly press the heart rate button „PULSE START“ at the side of the pill box. A heart blinks in the LC display, and „- -“ is displayed.
3. Place the tip of one finger on the heart rate sensor, the heart starts blinking. The blinking heart indicates that a meaningful heart rate has been found.
4. Your heart rate (heart beats per minute) will be displayed after 15 to max. 60 seconds.

When you have finished the heart rate measurement, return the „HOLD“ slide to: HOLD ▶.

Warranty

The „Never Forget“ pill box carries a warranty of two years. All defects are repaired free during the warranty. Repairs after the end of the warranty period must be paid for.

No warranty is available for damage resulting from improper handling, accident, abuse or alterations by unauthorized individuals. The packaging, batteries and the operating instructions are also not covered by warranty.

Technical data:

Operating voltage

Time, heart rate monitor:
3V (1 x CR 2025)

Light and alarm functions:

1,5V AAA battery (LR03 or R03)
Quartz timer (accuracy +/- 20 sec./month)
Optional: audible, vibrating or Audible and vibrating

Timer
Alarm

Alarms/day
Drug compartments
Display
Dimensions
Weight
Heart rate monitor
LCD light

5
5
LC display with 13mm characters (time)
Ø 80 mm, height 31 mm
96 g (incl. batteries, excl. drugs)
Number of heart beats per minute
blue

Distribution and service

WEINBERGER GmbH & Co. KG
Bergische Straße 11, D-42781 Haan