

# SANITAS


SHK 18

## Használati útmutató

*Melegítőpárna*



A szervíz címe:

 Hans Dinslage GmbH  
Riedlinger Straße 28  
88524 Uttenweiler  
Németország

Tel.-Nr.: +49 (0) 7374-915766

Fax: +49 (0) 7374-920723

E-Mail: [kd@dinslage.net](mailto:kd@dinslage.net)

# SANITAS



**Jelmagyarázat • Explanation of symbols • Légendes des symboles**  
**• Explicación de los símbolos • Объяснение условных знаков на этикетке**



Olvassa el a tudnivalókat!



Tilos félbe- vagy összehajtvá használni!



Nem szabad tűt szúrni bele!



A készüléknél használt textíliák megfelelnek az Öko-Tex 100-as szabvány szigorú humánökológiai követelményeinek, ezt a Hohenstein-i kutatóintézet bizonyítja.

## **0. Fontos biztonsági tudnivalók**

**ezeket gondosan olvassa el és jól őrizze meg a későbbi használatához.**

A következő utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi károkat (áramütés, égési sérülések, tűz) okozhat. A következő biztonsági- és figyelmeztető előírások nem csak az Ön ill. harmadik személy egészségét, de a termékek védelmét is szolgálják. Ezért tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat és a termék továbbadásakor adja át a használati útmutatót is.

- A melegítőpárnát csak a használati útmutatóban leírt célra használja.
- A melegítőpárna nem alkalmas kórházi használatra.
- A melegítőpárna nem alkalmas arra, hogy azt korlátozott fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek használják, feltéve, hogy ezek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak.
- Ne alkalmazzuk a melegítőpárnát segítségre szoruló személyeknél, kis gyermekeknél, vagy hőre érzéketlen személyeknél (pl. cukorbetegknél, bőrbetegségben szenvedőknél, vagy sebhellyel borított testfelületen, fájdalomcsillapító gyógyszerek bevétele vagy alkohol fogyasztása után).
- A túlságosan hosszú használat a bőr megégéséhez vezethet.
- Figyelem! Semmi esetre se aludjon el a melegítőpárna használata közben.
- Ne helyezze a melegítőpárnát égési sérült, sebesült vagy duzzadt testrészekre. Kétség esetén az alkalmazás előtt konzultáljon orvosával.
- A melegítőpárnából sugárzó elektromos és mágneses mezők bizonyos körülmények között zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését. Az említett mezők jóval a megengedett értékek alatt vannak: elektromos térerő: max. 5000 V/m, mágneses térerő: max. 80 A/m, mágneses indukció: max. 0,1 Milli-Tesla. Ezért a melegítőpárna használatával kapcsolatban konzultáljon orvosával és a szívritmus szabályozója gyártójával.
- A melegítőpárnát
  - csak a készüléken megadott feszültségre csatlakoztassa,
  - ne működtesse felügyelet nélkül,
  - ne kapcsolja be összehajtott vagy összetolt állapotban,
  - ne csiptesse össze,
  - ne törje meg élesen,
  - ne alkalmazza állatoknál,
  - ne használja nedves állapotban.
- A melegítőpárna kapcsolójában lévő elektromos alkatrészek működés közben a kapcsoló enyhe felmelegedését okozzák. Ezért nem szabad a kapcsolót működés közben letakarni vagy a melegítőpárnán tartani.

- A kábeleket ne húzza, csavarja vagy törje meg éles széleken .
- Ne szúrjon tűt vagy más hegyes tárgyat a melegítőpárnába.
- Ezt a melegítőpárnát nem használhatják gyerekek, feltéve, hogy az egyik szülő vagy felügyelő személy azt előre beállította, vagy a gyermek megfelelően fel van világosítva a melegítőpárna biztonságos használatáról.
- Felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy a gyermekek ne játékszerként használják a melegítőpárnát.
- A melegítőpárnán folyamatosan ellenőrizni kell, hogy jelentkeznek-e az elhasználódásra vagy károsodásra utaló jelek. Amennyiben Ön ilyeneket tapasztal vagy megsérült az elektromos vezeték vagy szakszerűtlenül használták a melegítőpárnát, azt az ismételt használatbavételt megelőzően el kell juttatni a gyártóműhöz vagy a kereskedőhöz.
- Javítást csakis szakember vagy a gyártómű által elismert javítóműhely végezhet, mivel ahhoz speciális szerszámok szükségesek. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára jelentős veszéllyel járhat.
- Ha további kérdései vannak a készülék használatával kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## **2. Rendeltetészerű használat**

A melegítőpárna az emberi test felmelegítésére készült. Ezzel célzottan alkalmazható a készülék melegítő hatása. A meleg elősegíti a jobb vérellátást és lazítja az izomzatot. A melegítőpárna nem alkalmas kórházakban vagy üzletszerű tevékenységnél történő alkalmazásra. Nem alkalmazható csecsemők, kisgyermekek, hőre érzéketlen vagy segítségre szoruló személyek és állatok melegítésére.

A melegítőpárna elszennyeződésének vagy sérülésének megakadályozására az ajánljuk, hogy azt mindig a szövethuzatában használja, különösen akkor, amikor közben illóolajat vagy kenőcsöt is használnia kell. A melegítőpárna az első használata során műanyag szagot bocsát ki, amely rövid idő elteltével megszűnik.

## **3. Kezelés**

### **3.1 Biztonság**

Ez a melegítőpárna BIZTONSÁGI RENDSZER-rel van ellátva. Meghibásodás esetén a beépített elektronikus érzékelő technika automatikusan kikapcsolja a készüléket, ezzel megakadályozzák azt, hogy a melegítőpárna teljes felülete túlhevüljön. Amennyiben a meghibásodás miatt a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolta a melegítőpárnát, akkor nem világít tovább az egyébként bekapcsolt állapotban világító, hőmérsékleti fokozatot jelző lámpa sem. Kérjük vegye figyelembe, hogy meghibásodást követően a melegítőpárna biztonsági okokból tovább már nem működtethető és el kell küldeni a szervíz megadott címére.

### **3.2 A hőmérséklet beállítása**

A melegítőpárna akkor éri el a leggyorsabb felmelegedést, ha a kapcsolót először a legmagasabb hőmérsékletfokozatra állítja. Később igény szerint kisebb fokozatra kapcsolható.

A melegítőpárna bekapcsolása után a beállított hőmérsékleti fokozatot jelző lámpa röviden felvillan, majd folyamatosan világít. Hosszabb ideig tartó alkalmazásnál javasoljuk, hogy a melegítőpárnát a legkisebb fokozaton használja.

### **3.3 Hőmérsékleti fokozatok**

fokozat: 0 = KI

1 = melegítés minimális hőfokon

2 = melegítés közepes hőfokon

3 = melegítés a legmagasabb hőfokon

### 3.4 Kikapcsoló automatika

A melegítőpárna kb. 90 perc használat után automatikusan kikapcsol. Utána a hőmérsékleti fokozatot jelző lámpa villogni kezd. A melegítőpárna visszakapcsolásához először állítsa „0” állásba, majd kb. 5 mp elteltével a kívánt fokozatra. Kapcsolja ki a melegítőpárnát (fokozat „0”) vagy húzza ki a konnektort a fali csatlakozó aljzataból, ha az említett idő elteltével már nem kívánja tovább használni a melegítőpárnát.



### 4. Tisztítás és karbantartás

- **A tisztítás előtt mindig húzza ki a melegítőpárna konnektorát a fali csatlakozó aljzataból.**
- A melegítőpárna huzatát a rajta lévő jelzések szerint tisztítsa. Ehhez először vegye le a huzatot a párnáról.
- Ne feledje, hogy tilos magát a melegítőpárnát gépileg mosni, centrifugázni, vagy szárítani, vegyileg tisztítani, kicsavarni, mángorolni vagy vasalni.
- A huzaton lévő kisebb foltok finom mosószerrel átitatott ruhával vagy szivaccsal távolíthatók el.
- **Csak akkor használja ismét a melegítőpárnát, ha mind a párna, mind a huzata már teljesen megszáradtak.**

### 5. Tárolás

Ha a fűtőpárnát hosszabb ideig nem fogja használni, ajánlatos az eredeti csomagolásában száraz helyiségben, rätett teher nélkül tárolni. Hagyja először a melegítőpárnát kihűlni.

### 6. Ártalmatlanítás

A használt készüléket a 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) EU Irányelv szerint ártalmatlanítsa. További kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz.



### 7. Jótállás

2 év garanciát nyújtunk a termék anyag- és gyártási hibáira. A garancia a következő esetekben nem érvényes:

- a szakszerűtlen használat következtében bekövetkezett hibák esetén,
- a kopó ill. fogyó alkatrészekre,
- olyan hiányosságokra, amelyekről a vevő már a vásárláskor tudomást szerzett,
- a vevő által okozott károkra.
- idegen behatások esetén.

A vevő törvény által garantált jótállási igényét a garancia nem érinti. Ha a vevő a garanciális időn belül érvényt kíván szerezni garanciális igényének, mellékelnie kell a vásárlást igazoló számlát. A garancia a vásárlás időpontjától számított 2 éven belül érvényesíthető a Hans Dinslage GmbH, 88524 Uttenweiler, Deutschland, céggel szemben. A vevőnek garanciaigény esetén joga van a termék javítására a cég saját műhelyében vagy az általunk felhatalmazott műhelyekben. További jogosultságok (a garanciából kifolyólag) a vevőt nem illetik.