

Pojemnik na tabletki „Nie zapomnij” z pięcioma czasami alarmu.

Gratulujemy Państwu zakupu tego produktu wysokiej jakości. Aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety tego produktu, należy przed pierwszym jego wykorzystaniem koniecznie z uwagą przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję przechować w odpowiednim miejscu, aby można z niej było w razie potrzeby skorzystać.

Cechy szczególne:

Pojemnik na tabletki pomoże w codziennej organizacji przyjmowania leków i przypomni dzięki ustawionym czasom alarmu o ich zażywaniu.

Inne zalety pojemnika na tabletki:

- wbudowany zegar kwarcowy z dużym wyświetlaczem LCD (wysokość cyfry: 13 mm)
- co dzień można ustawić 5 czasów alarmu. Raz ustawione będą powtarzane każdego dnia.
- Alarm podawany jest w formie dźwięku, wibracji lub i dźwięku i wibracji.
- Niebieskie podświetlenie umożliwia obsługiwanie urządzenia także w ciemności.
- Pojemnik na tabletki jest wyposażony w urządzenie do mierzenia pulsu.


Wskazówki bezpieczeństwa/ przeznaczenie docelowe:

- Pojemnik na tabletki składa się z małych elementów (baterie itd.), które mogą zostać połknięte przez małe dzieci lub tym samym stworzyć zagrożenie życia. Produkt należy zatem przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii lub innego elementu, należy natychmiast udać się do lekarza po pomoc medyczną.
- Produkt należy chronić przed światłem słonecznym, temperaturami powyżej 50°C oraz wnikaniem wody.
- Nie upuszczać, otwierać jedynie w celu wymiany baterii lub wykonania „reset”.
- Produktu używać jedynie jako pojemnika na tabletki, zastosowanie innego typu nie jest zgodne z jego przeznaczeniem i tym samym jest zabronione przez producenta.

Wskazówki utylizacji

- Dołączonych baterii nie można ładować lub reaktywować innymi środkami, rozbierać, wrzucać do ognia lub zwierać. Baterie należy utylizować zgodnie z przepisami. Do tego celu zostały wystawione w sklepach prowadzących handel bateriami oraz w stacjach zbornych specjalne pojemniki do utylizacji baterii.
- Jeśli urządzenie rozleje się jednego dnia, nie wolno go utylizować ze śmieciami domowymi. W gminie na pewno znajdzie się zakład zajmujący recyklingiem lub obróbką wtórną, który zajmie się zgodna z przepisami obróbką.

Urządzenie



Montaż lub wymiana na nowe zużytych baterii


Produkt zasilany jest dwoma bateriami.

Bateria litowa CR 2025 zasila zegar i mierzenie pulsu, bateria AAA (LR03, R03) jest konieczna do funkcji alarmowych (dźwięki, wibracja, dźwięk i wibracja) oraz podświetlenia wskaźnika LCD.

CR 2025 jest już włożona. Baterię AAA należy włożyć do pojemnika na baterie w pojemniku na tabletki (uwagać na położenie montażowe!).

Aby zmienić baterie lub włożyć baterie AAA otworzyć pojemnik na tabletki przesuwając wskaźnik „OPEN” na urządzeniu w kierunku strzałki. Tym samym wyzwolone zostanie zatrzymanie między górną a dolną częścią urządzenia i będzie można oddzielić te części od siebie. Pojemnik na baterie w górnej części jest dostępny. Proszę uważać podczas wkładania baterii na położenie montażowe!

Wymiana baterii jest wymagana, gdy wyświetlacz LCD zacznie tracić kontrast (CR 2025), lub kiedy podświetlenie czy też alarm zaczną słabnąć. (LR03, R03).



Ustawienie czasu zegarowego

1. Pokrętko „HOLD” na urządzeniu przestawić w położenie: HOLD
2. Nacisnąć przycisk „T-SET” pod wyświetlaczem LCD na 3 sekundy.
Na wyświetlacz LCD pojawi się T-SET i zaczną migać godziny.
3. Poprzez obrócenie pierścienia do nastawiania czasu można ustawić wskazanie godzinowe.
4. Nacisnąć ponownie na przycisk „T-SET” a minuty zaczną migać. Przy pomocy pierścienia do nastawiania czasu ustawić minuty.
5. Kolejne naciśnięcie na przycisk „T-SET” zakończy ustawianie czasu. Na wyświetlacz zgaśnie T-SET.

Gdy pokrętko „HOLD” zostanie przesunięte w położenie HOLD, przyciski zostają pozbawione funkcji tzn. pokrętko to stanowi zabezpieczenie przeciwko nieoczekiwanej obsłudze przycisków.


Ustawienie pięciu czasów alarmowych

1. Pokrętko „HOLD” na urządzeniu przestawić w położenie HOLD
2. Na 3 sekundy nacisnąć przycisk „T-SET” pod wyświetlaczem LCD.
Na wyświetlacz LCD pojawi się oraz 1 czas alarmu zacznie migać.

3. Poprzez obrócenie pierścienia do nastawiania czasu można ustawić pierwszy czas alarmowy w 30-minutowych krokach.
4. Ponownie nacisnąć przycisk „SET” i zakończyć ustawianie pierwszego czasu alarmowego. Kolejny czas alarmowy zamiga [2] [3].

W ten sposób można ustawić (trzeci, czwarty i piąty) czas alarmowy analogicznie do pierwszego przy użyciu pierścienia do ustawiania czasu lub jeśli potrzebny jest tylko jeden czas alarmowy przy pomocy przycisku „SET” przełączyć do piątego czasu alarmowego a kolejnym naciśnięciem na przycisk „SET” zakończyć ustawienie czasu alarmowego. Na wyświetlaczu zgaśnie [4]


Po zakończeniu programowania czasów alarmu przesunąć pokrętkę „HOLD” ponownie do pozycji



Wyzerowanie wszystkich czasów

Otworzyć pojemnik na tabletki przekręcając pokrętkę „OPEN” na urządzeniu w kierunku wskazywanym strzałką. Następnie przy pomocy wykałaczki lub podobnego narzędzia wcisnąć przycisk „RESET”. W ten sposób nastąpi natychmiastowe wyzerowanie wszystkich czasów. Czas zegarowy wskaże 12:00 a czas alarmowy [5]

Öffnung "RESET"



Napełnianie pojemnika na tabletki lekarskami

Pojemnik na tabletki posiada z tyłu 5 ponumerowanych szufladek do przyjmowania leków. Poprzez obrócenie przezroczystej osłony można napełnić te szufladki lub pobrać leki.



Podświetlenia wyświetlacza LCD

Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza LCD na około 10 sekund, najpierw pokrętkę „HOLD” przesunąć w położenie:



a następnie nacisnąć przycisk światła „Light”.

Ustawienie rodzaju alarmu

Przy pomocy pokrętki „BEEP VIB BEEP+VIB” można wybrać między alarmem akustycznym, wibracyjnym a akustycznym i wibracyjnym. Jest to możliwe bez konieczności naciskania pokrętki „HOLD”.

Alarm/ zażywanie leków

Proszę zauważyć, że alarm to czas w którym należy poprzez przekręcenie przezroczystej osłony wyjąć i zażyć lek z odpowiedniej szufladki. Obrócenie wyłączy alarm a czas alarmu na wyświetlaczu LCD zgaśnie. Na tym miejscu pojawi się ponownie [6]. Alarm będzie dźwięczał lub wibrował przez ok. 30 sekund.

Jeśli zażycie leku zostanie przegapione w ciągu 5 minut alarm zabrzmie ponownie dwukrotnie.

Jeśli lek zostanie zażyty do 15 minut przed czasem alarmu, lub przekręcona przezroczysta osłona, alarm zostanie zatrzymany.



Jeśli przegapiamy kolejny alarm i lek w dalszym ciągu nie zostanie zażyty, dla przypomnienia czas alarmu pozostanie na wyświetlaczu.

W normalnym trybie wszystkie leki zostaną zażyte a wszystkie czasy alarmu ustawione na wyświetlaczu na [7]. Co dzień o godzinie 0:13 nastąpi ponowna aktywacja czasów alarmowych, tak iż kolejnego dnia urządzenie będzie pracowało z uprzednio ustawionymi czasami.

Urządzenie do mierzenia pulsu

Pojemnik na tabletki został wyposażony w urządzenie do mierzenia pulsu. Dzięki informacji o częstotliwości pulsu (uderzeń na minutę) można stwierdzić ewentualną niezgodność dobranych leków i skonsultować przypadek z lekarzem. Nigdy nie wolno na własną rękę zmieniać dozowania przepisane przez lekarza!

Korzystanie z urządzenia do mierzenia pulsu

1. Pokrętko „HOLD” na urządzeniu przesunąć do pozycji  HOLD
2. Nacisnąć krótko na przycisk pomiaru pulsu „PULSE START” na produkcie. Na wyświetlaczu pojawi się serduszko i 
3. Opuszek palca umieścić na czujniku do pomiaru pulsu tak, że serce zacznie migać. Miganie symbolizuje odnalezienie przez urządzenie odpowiedniego pulsu.
4. Po 15 maksymalnie 60 sekundach zostanie wskazany Państwa puls (ilość uderzeń na minutę).

Po zakończeniu pomiaru pulsu przesunąć pokrętko „Hold” do pozycji  HOLD.

Gwarancja

Na pojemnik na tabletki „Nie zapomnij” dajemy gwarancję dwóch lat. Podczas czasu gwarancji uszkodzone urządzenie będzie serwisowane bezpłatnie. Po upływie czasu gwarancji można naprawić urządzenie płatnie w dziale serwisu.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w związku z nieodpowiednim używaniem, awariami, nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi lub zmianami urządzenia przez osoby trzecie.

Gwarancja nie obejmuje: opakowania, baterii oraz instrukcji obsługi.

Dane techniczne

Napięcie robocze: Zegara, mierzenie pulsu: 3 V (1 x CR 2025)
Światło i funkcje alarmowe: 1,5 V (LR03 lub R03)

Zegar: Zegar kwarcowy (dokładność +/- 20 sekund/ miesiąc)

Alarm: dźwiękowy, wibracyjny lub dźwiękowy i wibracyjny

Ilość alarmów na dzień: 5

Szufladki na leki: 5

Wyświetlacz: LCD z wysokością cyfr 13 mm (czas zegarowy)

Wymiary: Ø 80 mm, wysokość 31 mm

Waga: 96 g (włącznie z bateriami, bez leków)

Mierzenie pulsu: ilość uderzeń na minutę

Podświetlenie wyświetlacza LCD niebieskie

Dystrybucja i serwis

WEINBERGER GmbH & Co.KG Bergische Strasse 11, D-42781 Haan