

SICHERHEITSDATENBLATT

Plum Augenspüllösung

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

| | |
|---|----------------------|
| Datum ausgestellt | 15.01.2009 |
| Änderungsdatum | 06.05.2011 |
| Produktname | Plum Augenspüllösung |
| Index-Nr. | Version 1.4 |
| Produktgruppe | 4600 |
| Verwendung des Stoffes bzw. der Zubereitung | Augenspüllösung |

Produzent

| | |
|--------------|----------------------|
| Firmenname | Plum A/S |
| Postadresse | Frederik Plums Vej 2 |
| Postleitzahl | 5610 |
| Ort | ASSENS |
| Land | DANMARK |
| Tel. | 0045 6471 2112 |
| Fax | 0045 6471 2125 |
| E-Mail | info@plum.dk |
| Website | http://www.plum.dk |
| Erstellt von | Randi Boldsen Fisker |

2. Mögliche Gefahren

| | |
|-------------------------|---|
| Beschreibung der Gefahr | Bei korrekter Anwendung des Produktes besteht keine Gefahr. |
|-------------------------|---|

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| Komponentenname | Ermittlung | Klassifizierung | Inhalt |
|----------------------|---|-----------------|--------|
| Aqua | CAS-Nr.: 7732-18-5 EG-Nr.: 231-791-2 | | 99.1 % |
| Sodium chloride | CAS-Nr.: 7647-14-5 EG-Nr.: 231-598-3 | | 0,9 % |
| Spaltenüberschriften | CAS-Nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- oder Elincs-Nummer) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Name der Bestandteile = In der Stoffliste angeführter Name (Nicht in der Stoffliste enthaltene Stoffe sind nach Möglichkeit zu übersetzen). Gehalt angegeben in : %, %Gew./Gew., %Vol/Gew., %Vol/Vol, mg/m ³ , ppb, ppm, Gewichtsanteil, Volumenanteil. | | |
| HH/HF/HE | T+ = hochgiftig, T = giftig, C = ätzend, Xn = gefährlich, Xi = reizend E = explosionsgefährlich, O = brandfördernd, F+ = hochentzündlich, F = leichtentzündlich, N = umweltgefährlich | | |

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

| | |
|-------------|--|
| Allgemeines | Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
|-------------|--|

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Geeignete Löschmittel | Alle Löschmittel geeignet. |
|-----------------------|----------------------------|

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Allgemeine Maßnahmen Es sind keine speziellen Maßnahmen nötig.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung Die Versiegelung der Flasche muß unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten.

Lagerung Bevorzugt bei 5-35°C lagern.

Besondere Gefährdung und Eigenschaften Bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Expositionskontrollen

Sonstige Angaben Eine besondere Zugangskontrolle ist nicht erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flüssigkeit

Geruch Ohne Parfümzusätze

Farbe Durchsichtig

Löslichkeit Wasserlöslich

Schüttdichte **Wert:** 1002,5 kg/m³

Siedepunkt **Wert:** 100 °C

pH-Wert (Lieferzustand) **Wert:** 5,0-6,0

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität Das Produkt ist stabil.

11. Toxikologische Angaben

Sonstige Information zur Gesundheitsgefährdung

Allgemeines Das Produkt hat keine toxikologischen Eigenschaften.

12. Umweltbezogene Angaben

Sonstige Öko-Information

Einzelheiten Umweltverhalten, Hinweise Das Produkt hat keine ökotoxikologischen Eigenschaften.

13. Hinweise zur Entsorgung

Sonstige Angaben Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

14. Angaben zum Transport

Sonstige zutreffende Hinweise. Das Produkt ist kein Gefahrgut. Für den Transport sind keine besonderen Angaben erforderlich.

15. Rechtsvorschriften

Gesetzliche Bestimmungen Das Produkt ist ein Medizinprodukt und unterliegt daher der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.

16. Sonstige Angaben

| | |
|--|---|
| Weitere Angaben | Haltbarkeit bei ungeöffneten bzw. versiegelten Flaschen: 3 Jahre. Weitere Informationen können unter info@plum.dk oder per Telefon unter +45 64 71 21 12 angefordert werden. |
| Hinzugefügte, gelöschte oder überarbeitete Angaben | Änderungen gegenüber Version 1.3 (07.04.2010): Punkt 1 und 15 sind aktualisiert. |
| Hinweis des Lieferanten | Die Plum Augenspülung wird zum Entfernen bzw. Herausspülen von Fremdkörpern (wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter etc.) aus dem Auge empfohlen. Bei Kontakt mit Säuren and Alkali wird die Spüllösung pH Neutral mit einer Spülzeit von 2 Minuten empfohlen. Die Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung kann dann weiter mit der Plum Augenspülung erfolgen. |
| Hinweise für den Anwender | Drehen Sie die Augenschale in Pfeilrichtung, bis die Versiegelung bricht. Drücken Sie die Flasche leicht, damit die Flüssigkeit gleichmäßig austreten kann. Die Flasche dabei nicht fest zusammendrücken. Ärztlicher Rat ist immer einzuholen. |
| Verantwortlich für das Sicherheitsdatenblatt | Plum A/S |