

# Haltbarkeitsdauer Elektroden

In der folgenden Tabelle sind die Haltbarkeitseigenschaften unserer Elektroden-Produktreihe aufgeführt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Mindesthaltbarkeitsdauer, die zum Zeitpunkt des Versands von Stryker verbleibt
11996-000091	EDGE System™ Defibrillationselektroden mit QUIK-COMBO®-Anschluss	18 Monate
11996-000017	EDGE System Defibrillationselektroden mit QUIK-COMBO-Anschluss und REDI-PAK™-Preconnect System	18 Monate
11996-000090	EDGE System RTS-Defibrillationselektroden mit QUIK-COMBO Anschluss	18 Monate
11996-000093	EDGE System RTS-Defibrillationselektroden für Kinder mit QUIK-COMBO-Anschluss	12 Monate
11996-000092	EDGE System- Defibrillationselektroden mit FAST-PATCH® Plus-Anschluss	18 Monate
11403-000002	Ersatz für CHARGE-PAK™ Akkuladegerät (für LIFEPAK CR® Plus AED) und 1 Satz QUIK-PAK™ Defibrillationselektroden	24 Monate
11403-000001	Ersatz für CHARGE-PAK-Akkuladegerät (für LIFEPAK CR Plus AED) und 2 Sätze QUIK-PAK Defibrillationselektroden	24 Monate
11101-000017	Starterkit mit Elektroden mit reduzierter Energie für Kleinkinder/Kinder	18 Monate
11101-000016	Ersatz-Defibrillationselektroden für Kleinkinder/Kinder mit reduzierter Energie	18 Monate
11101-000021	QUIK-STEP™ Schrittmacher-/EKG-/Defibrillationselektroden	48 Monate

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Stryker-Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter [strykeremercencycare.com](http://strykeremercencycare.com)

## Notfallversorgung

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hier enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite der Stryker-Produkte darzustellen. Vor der Verwendung von Stryker-Produkten ist das medizinische Fachpersonal verpflichtet, stets die Betriebsanweisungen zu lesen, um umfassende Anweisungen zu Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen sowie zu möglichen unerwünschten Ereignissen zu erhalten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertreter. Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: CHARGE-PAK, EDGE System, FAST-PATCH, LIFEPAK CR, QUIK-COMBO, QUIK-PAK, REDI-PAK, Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Sind Namen von Produkten, Merkmalen oder Dienstleistungen bzw. Logos nicht in dieser Liste aufgeführt, bedeutet dies nicht, dass Stryker für den Namen oder das Logo auf Marken- oder andere geistige Eigentumsrechte verzichtet.



Physio-Control, Inc.  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA 98052, USA  
Gebührenfrei: 800 442 1142  
[strykeremercencycare.com](http://strykeremercencycare.com)

Stryker European  
Operations B.V.  
Herikerbergweg 110  
1101 CM Amsterdam  
Niederlande  
Tel.: +31 (0)43 3620008  
Fax: +31 (0)43 3632001

### Vertrieb durch:

Stryker Canada  
2 Medicorum Place  
Waterdown, Ontario  
L8B 1W2  
Kanada  
Gebührenfrei: 800 668 8323

### Vertrieb durch:

Stryker UK Ltd  
Stryker House  
Hambridge Road  
Newbury, Berkshire  
RG14 5AW  
Vereinigtes Königreich

Stryker Australia Pty Ltd  
8 Herbert Street  
St Leonards NSW 2065  
Australien  
Gebührenfreie Rufnummer:  
1800 987 982  
Gebührenfreie Faxnummer:  
1800 890 892

Stryker New Zealand Limited  
PO Box 17-136  
Greenlane, Auckland 1546  
Neuseeland  
Tel.: +64 (9)573 1894  
Fax: +64 (9)573 1895