



BM 96
CARDIO

beurer
medical

BM 96 **CARDIO** Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion



1-Kanal EKG-Gerät zur Aufzeichnung
des Herzrhythmus



Erweiterte Arrhythmieerkennung:
Erkennt Vorhofflimmern zur
Schlaganfallprävention



Patentierter Ruheindikator*
überprüft den Ruhezustand
während der Messung



Optimale Kontrolle des Blutdrucks und Herzrhythmus via App + Web

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

EKG Aufzeichnung von 30-120 Sekunden mittels EKG-Stick

Inflation-Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse

Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display

Einfache Bedienung über 4 Sensor-Touch-Knöpfe

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Alarmpfunktion

Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm

Durchschnittwertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Medizinprodukt

Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

Batteriewechselanzeige

Beleuchteter Start/Stopp Knopf

Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm

Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien und Aufbewahrungstasche

Produktmaße (LxBxH): Blutdruckmessgerät: 120 x 144 x 53 mm
EKG Stick: 120 x 22 mm

Produktgewicht: Blutdruckmessgerät: ca. 490 g (ohne Batterien, mit Manschette)
EKG Stick: ca. 40 g

5 Jahre Garantie

PZN: 16914386

VE: 4 / Transportkarton: 2 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65801 4

Art.-Nr.: 658.01

* Patent EP 1 673 009

658.01_BM96_2021-07-02_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten



BM 96
CARDIO

beurer
medical

EKG-Aufzeichnung

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät verfügt über einen handlichen EKG-Stick, welcher einfach in der Aussparung verstaut werden kann.

Es gibt drei verschiedene Methoden um die Messung durchzuführen.



Messmethode A: rechter Zeigefinger-Brust
Messmethode B: linker Zeigefinger-Brust



Messmethode C: linke Hand - rechte Hand



VERBINDUNG

sync via
Bluetooth®

sync via
USB

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.

works with

HealthManager Pro

works with

HealthManager

Synchronisierung mit

- iOS ≥ 12.0
- Android™ ≥ 8.0
- Bluetooth® ≥ 4.0
- ≥ Windows 8.1
- ≥ USB 2.0 (Type-A)

Liste der unterstützten Geräte

658.01_BM96_2021-07-02_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.