



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com
[sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

Telefono: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com


Istruzioni per montaggio dello stativo

KERN EOB-A01B-A02B

Versione 1.1
12/2016

I

EOB-A01B-A02B-IA-i-1611



KERN EOB-A01B-A02B

Versione 1.1 12/2016

Istruzioni per montaggio dello stativo

Sommario

1	Caratteristiche tecniche	2
2	Componenti del pacco.....	3
3	Panoramica di modelli.....	5



EOB-A01B


solo per piattaforme dalle dimensioni 304 × 315 mm

1 Caratteristiche tecniche


KERN	EOB-A01B	EOB-A02B
Altezza stativo	48 cm	100 cm

2 Componenti del pacco

EOB-A01B:


 Stativo	 Portadisplay
 Piede stativo	 Vite, pz. 1
 Cilindro in plastica	 Bullone con dado, pz. 1
 Vite, pz. 4	 Passacavo, pz. 3 e 3 viti
 Spessore in gomma	 x 3

EOB-A02B:

 Stativo	 Piede di stativo
 Cilindro in plastica	 Piede regolabile, pz. 3
 Portadisplay	 Viti, pz. 3
 Bullone con dado, pz. 1	


3 Panoramica dello stativo

EOB-A01B:



1	Stativo	7	Portadisplay
2	Piede di stativo	8	Vite
3	Cilindro in plastica	9	Vite
4	Vite	10	Vite
5	Vite	11	Passacavo
6	Spessore in gomma		

EOB-A02B:



1	Stativo
2	Cilindro in plastica
3	Portadisplay
4	Vite
5	Dado
6	Piede di stativo
7	Piedi con altezza regolabile
8	Viti