

Ersatzmesser - CF 3000 AM 2,5 - 1205626

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918153304

Technische Daten

Allgemein

AWG flexibel mehrdrähtig min	14
AWG flexibel mehrdrähtig max	24
Arbeitstakt	1,2 s

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001509

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518

Ersatzmesser - CF 3000 AM 2,5 - 1205626

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
--------------------	----------

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>