

## Ersatzmesser - CF 3000 AM 0,75 - 1205590

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918153274

### Technische Daten

#### Allgemein

AWG flexibel mehrdrähtig min	14
AWG flexibel mehrdrähtig max	24
Arbeitstakt	1,2 s

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001509

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518

# Ersatzmesser - CF 3000 AM 0,75 - 1205590

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
-------------	----------

## Approbationen

---

GOST /

---

## Approbationsdetails



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>