

Használati útmutató  
Rend. sz.: 1901968

## Thermopad talp melegítő

Levegővel aktiválható talpmelegítő (talpbetét). Egyszerűen ki kell csomagolni és max. 8 órán keresztül érezheti lábával a meleget.

A talp melegítő kiváló termék sieléshez. Ön is átélte már? Nagyszerű idő a sieléshez, érintetlen lejtők több napos havazás után - és jeges, dermesztő hideg. A lábmelegítők minden cipőbe beleillenek és még nagyon hideg időben is kellemes meleget biztosítanak a lábak számára. A Thermopad lábmelegítőket a legmagasabb minőségi szabványok szerint gyártották és oxigénnel való érintkezés után automatikusan aktiválódnak. A melegítők max. 8 órán keresztül kellemes meleget bocsátanak ki.

Különböző méretekben: S (36-39), L (40-42) és XL (43-46). A melegítőket ki kell venni a csomagolásból és egyszerűen a cipőbe kell helyezni mint egy talpbetétet.

### Felhasználás

Egyszerűen csomagolja ki és helyezze a cipőbe. Fagyos időben érdemes szigetelő alumínium talpat is betenni a télicipőbe.

### Klímasemleges

Mindegyik Thermopad klímasemleges. Teljes mértékben ellensúlyoztuk termékeink CO2 lábnyomát.

Melegítési időtartam: Max. 8 óra

Természetes anyagok: Vapor, só, aktív szén, víz és vermikulit

Eltarthatóság: Max. 3 évig eltartható.

Száraz és hűvös helyen tárolandó.